

"УТВЕРЖДАЮ"

Руководитель департамента
регистрации и сертификации России и СНГ

ООО «ДжиИ Хэлскеа»

С.Б.Парахина



2016 г

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ


"Электрокардиограф МАС 5500 HD, с принадлежностями"



1. Электрокардиограф MAC 5500HD (Регистратор в сборе)




2. Кабель электропитания




1. Набор разъемов для ЭКГ САМ 14: штекер типа «банан», 14 разъемов, IEC




2. Набор разъемов для ЭКГ САМ 14: штекер типа «банан», 10 разъемов, IEC



3. Набор разъемов для ЭКГ САМ 14: «крокодил», 14 разъемов ИЕС



4. Набор разъемов для ЭКГ САМ 14: «граббер», 14 разъемов IEC



5 Набор переходников для ЭКГ, 10 переходников/наборе



6 Адаптеры - переходники для системы вакуумной аппликации электродов KISS (не более 100 шт.).




7 Проводники на 10 отведений (не более 50 шт)




8 Проводники на 14 отведений (не более 70 шт.)




9 Батареи аккумуляторные для электрокардиографа MAC 5500 HD (не более 5 шт)




10 Корзина для принадлежностей передняя (не более 2 шт.)



11 Корзина для принадлежностей задняя (не более 2 шт.)



12 Руководство по эксплуатации.



13 Руководство по сервисному обслуживанию



Activation Code Summary Sheet

Serial Number : SGM13085629PA

Model : MAC 5500

Date Generated : MAR 19, 2013

Option Code	Item Number	Option Name	Activation Code	Order Number
DIAG	421828-001	OPT ACT MAC 5000 INTERP SW	851612212735	49046884
MODM	421828-002	OPT ACT MAC 5000 MODEM	724151068318	49046884
FAXM	421828-003	OPT ACT MAC 5000 FAX	732273358757	49046884
RQRY	421828-004	OPT ACT MAC 5000 REMOTE QUERY	353565301171	49046884
HRES	421828-005	OPT ACT MAC 5000 H-RES SW	753516447741	49046884
PHRES	421828-006	OPT ACT MAC 5000 PH-RES SW	446374423170	49046884
CCLR	421828-007	OPT ACT MAC 5000 COLOR DISPLAY	314614854453	49046884
TIPS	421828-008	OPT ACT MAC 5000 ACCTIPS	716131617537	49046884
QNTZ	421828-009	OPT ACT MAC 5000 TZBL QP	062385238147	49046884
WIFI	421828-014	OPT ACT MAC 5000 WIRELESS	159794177770	49046884
ELAN	421828-017	OPT ACT MAC 5000 ELAN	553376552477	49046884
CTDG	421828-018	OPT ACT MAC 5000 CT DATA GUARD	582611137537	49046884
ACBM	421828-021	OPTION ACT MAC 5000 ACS	772353527477	49046884
CRIT	421828-022	OPTION CODE MAC CRITICAL VALUES	262137225433	49046884
HDRD	421828-023	OPTION ACT MAC 5000 HIGH DEFINITION PAGE	509630852256	49046884

14 Документация (лицензия) на бумажных и/или электронных носителях



15 Тележка (не более 2 шт.)



GE Medical Systems
Information Technologies

Instructions
PN2017803-012

MAC™ Series Trolley Paper Tray Installation

This instruction sheet shows how to add a paper tray to your MAC series trolley

Revision History

Each page of the document has the document part number and revision letter at the bottom of the page. The revision letter changes each time the document is updated.

Revision	Date	Comment
A	18 March 2004	Initial release of this document.
B	19 May 2006	Updated to include MAC 3500 and MAC 5500

Applicable Trolley

The MAC series works with two trolley models. These instructions apply only to the newer model, shown on the left, below.



Applicable Trolley



Non-Applicable Trolley

Supported Models

The applicable trolley may be used by any of following models of the MAC series

- ◆ MAC 3500
- ◆ MAC 5000
- ◆ MAC 5500

NOTE

Images in this document use the MAC 5000, but the instructions apply to all supported models

Revision B
19 May 2006


MAC Series Trolley
2017803-012



17 Держатель устройства для чтения штрих кодов




18 Устройство для чтения штрих кодов



19 Устройство для чтения магнитных карт




20 Карты памяти различной емкости (не более 10 шт)




21 Модуль регистрации ЭКГ (не более 2 шт)



22 Модуль регистрации ЭКГ с функциями усилителя биопотенциалов и подавления помех (не более 2 шт)




23 Кабели пациента для модуля регистрации ЭКГ (не более 5 шт)



24 Модем встроенный



25 Модуль сетевой передачи данных



26 Отведения к модулю регистрации ЭКГ (не более 20 шт)



CE
0459



Premium

GE Medical Systems
Information Technologies, Inc.



GE Medical Systems
Information Technologies, Inc.
美国
通用电气医疗系统信息技术有限公司
8200 West Tower Avenue
Milwaukee, WI 53223 USA 美国
US Tel: (800) 538-7044
Canada Tel: (800) 668-0732

gethealthcare.com

Made in Switzerland
瑞士制造

EC REP

GE Medical Systems
Information Technologies GmbH
Munzingerstrasse 2
79111 Freiburg, Germany
Tel: +49 761 43 43 0

150  

10  



REF 2020314-001 

27 Термобумага архивная для электрокардиографа, не более 300 листов/пачке, не более 8 пачек в упаковке (не более 100 шт)



CE
0459



Premium

GE Medical Systems
Information Technologies, Inc.



GE Medical Systems
Information Technologies, Inc.
美国
通用电气医疗系统信息技术有限公司
8200 West Tower Avenue
Milwaukee, WI 53223 USA 美国
US Tel: (202) 354-7044
Canada Tel: (800) 450-0732

gemedical.com

Made in Switzerland
瑞士制造

EC REP

GE Medical Systems
Information Technologies GmbH
Munsterperlestrasse 3
79123 Freiburg, Germany
Tel: 049 761 45 43 44

150  

10  



REF 2020314-001 REV B

28 Термобумага премиум для кардиографа, не более 150 листов/пачке, не более 10 пачек в упаковке
(не более 100 шт)



CE
0459



Premium

GE Medical Systems
Information Technologies, Inc.



GE Medical Systems
Information Technologies, Inc.
8200 West Tower Avenue
Milwaukee, WI 53223 USA MSB
US Tel: (800) 558-7044
Canada Tel: (800) 868-0732

gethealthcare.com

Made in Switzerland
M11-B125

EC REP

GE Medical Systems
Information Technologies GmbH
Munstergrabenstrasse 5
78112 Freiburg, Germany
Tel: 49 762 45 43.0

150

10



REF 2020314-001 REV B


29 Термобумага премиум для кардиографа, не более 150 листов/пачке, не более 16 пачек в упаковке
(не более 100 шт)



30 Кабели соединительные к беговым дорожкам различного типа (не более 5 шт)



31 Кабели соединительные к велоэргометрам различного типа (не более 5 шт)




32. Крем электродный (не более 50 шт.)



33.Спрей электродный (не более 50 шт.)

34. Электроды одноразовые детские (не более 2500 шт.)



35 Электроды одноразовые (не более 2500 шт)



36. Электроды одноразовые взрослые (не более 2500 шт.)



37.Электроды-прищепки для конечностей (не более 8 шт.)



38. Электроды-присоски для грудных отведений (не более 50 шт.)



39. Электроды для системы вакуумной аппликации электродов (не более 50 шт.)



40.Отведения для системы вакуумной аппликации электродов (не более 20 шт.)



41. Системы вакуумной аппликации электродов (не более 2 шт.)



42 Фильтры одноразовые для системы вакуумной аппликации электродов (не более 1000 шт)




43. Проводники на 14 отведений для системы вакуумной аппликации электродов (не более 70 шт.)




44.Держатель для модуля регистрации ЭКГ



45. Кронштейн поворотный к системе вакуумной аппликации электродов



46. Крепление настольное для вакуумной системы аппликации электродов




47.Спрей электродный контактный объемом не более 2000 мл (не более 5 шт.)



48. Программный ключ для активации программного обеспечения Hi-Res на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе



49. Программный ключ для активации программного обеспечения PHi-Res на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе



50. Программный ключ для активации программного обеспечения интерпретации ЭКГ на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе

ECG Analysis

Preview before analysis
Screening criteria
Suppress NORMAL statement
Suppress ABNORMAL and
BORDERLINE statements
Storage format
Store XML format
Auto ECG storage
Auto ECG transmission
Enable ACI-TIPI
Return---

Yes

☒ Yes

No

Yes

No

No

500Hz (MUSE Network)


No

All ECGs

No ECGs

No

51. Программный ключ для активации программного обеспечения ACI-TIPI на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе



52. Программный ключ для активации программного обеспечения CT DATA GUARD на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе

Option Activation

Option list - ★ indicates an activated option

ST12:12 Lead Exercise

★ HRES:Hi-Res

★ MODM:AT Modem

★ DIAG:Interpretation

★ TIPI:ACI TIPI

★ COLR:Color

★ WIFI:Wireless

MGRD:Card Reader

★ CTDG:CT Dataguard

★ CRIT:Critical Values

★ HDMD:HDMD Option

ST15:15 Lead Exercise

★ PRES:PHI-Res

★ FAXM:FAX Modem

★ RQRY:Remote Query

★ GN12:Gen-12SL

MAST:Master's Step


BCRD:Bar Code Reader

ECPR>Edit Protocol

★ ELAN:Ethernet LAN

★ ACSM:ACS Option

53. Программный ключ для активации программного обеспечения удаленного доступа к данным на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе



54. Программный ключ для активации программного обеспечения алгоритма острого коронарного синдрома на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе



55. Программный ключ для активации программного обеспечения Critical values на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе

Параметры теста с нагрузкой

Усиление [мм/мВ]	10
Скорость [мм/с]	25
Фильтр низких частот [Гц]	40
Тип фильтра ЗЧТ	FRF
FRF	☒
Сетевой фильтр	☒

Включено

6 отведений : 1x6 ☐

6 отведений : 2x3 ☒

Формат экрана

3 отведения : 1x3

Просмотр группы отведений

3 отв. ритма

След. стр

56. Программный ключ для активации программного обеспечения для проведения нагрузочных тестов на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе

System Setup

Transmission

Modem Speaker ☐ On ☒ Dialing only ☐ EJECT

Dialtone required ☐ No ☒ Tone

Dialing method ☐ Yes ☒ No

FAX error correction ☐ Yes ☒ No

Two second pause ☐ Yes ☒ No

#1 Phone number Location Type Fax machine

#2 Phone number Location Type Fax machine

#3 Phone number Location Type Fax machine

#4 Phone number Location Type Fax machine

#5 Phone number Location Type Fax machine


#6 Phone number Location Type Fax machine

Serial line baud rate 115.2K

Default Location None

Return

57. Программный ключ для активации программного обеспечения беспроводной передачи данных на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе



58. Программный ключ для активации выбора формата печати на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе

Настройка скан. штрих-кодов

Пред. стр.

Авто конфиг.


Общее кол-во байт		Длина	
Ид. код пациента		Смещение	
Имя			
Фамилия			
Год рождения			
Месяц рождения			
Дата рождения			
Пол			

59. Программный ключ для активации ввода информации через устройство для чтения штрих кодов на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе

System Setup

ECG Analysis	
Preview before analysis	☒ Yes ☐ No
Screening criteria	☐ Yes ☒ No
Suppress NORMAL statement	
Suppress ABNORMAL and BORDERLINE statements	
Storage format	No 500Hz (MUSE Network)
Store XML format	No
Auto ECG storage	All ECGs
Auto ECG transmission	No ECGs
Enable ACL-IPI	No
Return	

60. Программный ключ для активации экспорта данных на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе



61.USB ключ цифровой (не более 2 шт.)



63. Программное обеспечение для передачи ЭКГ отчета на ПК на оптических, электронных носителях и/или код активации на бумажном носителе



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 66

шестидесять шесть листов

Руководитель отдела регистрации и
сертификации России и СНГ ООО
«Джии Хэлскеа» Парахина С.Б.

Подпись