

Этикетка

Изделия медицинские одноразовые нестерильные из нетканого материала

ТУ 9398-001-29764801-2014



Простыни – артикулы СБПБ 80x200 P18, СБПБ 80x200 B18, СБПБ 80x200 318, СБПБ 80x200 Г18, СБПБ 70x200 P18, СБПБ 70x200 B18, СБПБ 70x200 318, СБПБ 70x200 Г18, СБПС 80x140 P18, СБПС 80x140 B18, СБПС 80x140 318, СБПС 80x140 Г18, СБПС 80x100 P18, СБПС 80x100 B18, СБПС 80x100 318, СБПС 80x100 Г18, СБПС 60x90 P18, СБПС 60x90 B18, СБПС 60x90 318, СБПС 60x90 Г18, СБПС 70x80 P18, СБПС 70x80 B18, СБПС 70x80 318, СБПС 70x80 Г18, СБПС 50x80 P18, СБПС 50x80 B18, СБПС 50x80 318, СБПС 50x80 Г18, СБПС 60x70 P18, СБПС 60x70 B18, СБПС 60x70 318, СБПС 60x70 Г18, СБПС 55x60 P18, СБПС 55x60 B18, СБПС 55x60 318, СБПС 55x60 Г18, СБПМ 40x50 P18, СБПМ 40x50 B18, СБПМ 40x50 318, СБПМ 40x50 Г18, СБПМ 40x40 P18, СБПМ 40x40 B18, СБПМ 40x40 318, СБПМ 40x40 Г18, СБПМ 30x30 P18, СБПМ 30x30 B18, СБПМ 30x30 318, СБПМ 30x30 Г18, СБПМ 20x30 P18, СБПМ 20x30 B18, СБПМ 20x30 318, СБПМ 20x30 Г18, СБПР 70x20000 P18, СБПР 70x20000 B18, СБПР 70x20000 318, СБПР 70x20000 Г18, СБПР 80x20000 P18, СБПР 80x20000 B18, СБПР 80x20000 318, СБПР 80x20000 Г18 --- белого, голубого, зеленого, розового цветов

Материал: синтетический нетканый материал Спанбонд(100% полипропилен) плотность 18 г/м². Влажность не более 9%.

Технические характеристики: прочность изделий на разрыв в сухом состоянии не менее 40 кПа; прочность изделий на разрыв во влажном состоянии не менее 40 кПа; прочность изделий на растяжение в сухом состоянии – не менее 15Н; прочность изделий на растяжение во влажном состоянии – не менее 15Н; микробная проницаемость в сухом состоянии – не более 300 CFU ; микробная проницаемость во влажном состоянии – не менее 2.8ВІ ; чистота микробная – не более 300 CFU/дм². Изделия должны быть цельными, с гладкой поверхностью, не иметь надразов, прорывов, складок, сквозных отверстий и аналогичных повреждений

Назначение: предназначены для применения в медицинских учреждениях, косметологических, стоматологических кабинетах в санитарно-гигиенических целях, для предотвращения передачи возбудителей инфекционных заболеваний. Обладают антистатическими и противобактериальными свойствами. Позволяют проводить комфортные косметические и медицинские процедуры с соблюдением личной гигиены.

Инструкция по применению:

1. Надорвать полиэтиленовую упаковку для извлечения простыни, либо полностью избавиться от упаковки и поместить простыни в удобное для хранения и извлечения место.
2. Использовать простынь по назначению, в зависимости от ее размера.
3. После использования, простынь необходимо поместить в место хранения отходов, для дальнейшей утилизации.

Упаковка: 50/100 штук в групповой упаковке или рулон в упаковке, упакованные в пленку полимерную по ГОСТ 10354

Условия хранения и транспортировки: хранить изделия в сухих закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 25°С и относительной влажности 50-80%, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключая воздействие воды, агрессивных сред, прямого

воздействия солнечного света. Транспортировку изделий проводить в закрытом транспорте. Условия транспортирования по ГОСТ 15150 для условий хранения 2

Гарантийный срок хранения - 3 года со дня изготовления

Утилизация: утилизацию отходов осуществлять согласно СанПиН 2.1.7.1322; допускается направлять отходы на повторную переработку.

Произведено: ООО «Онион», Российская Федерация, Владивосток, ул. Снеговая, д.18А

Соответствует требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-11

Регистрационное удостоверение

Сведения о приемке: Изделие (партия изделий) изготовлено (а) в соответствие с действующей технической документацией и признано (а) годным (ой) для эксплуатации

Начальник ОТК: _____ (_____)

м.п.



Прошнуровано, пронумеровано

скреплено печатью в количестве

2 (два) листов (а).

