



фотографическое изображение бокового вида медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления и количественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу клещевого энцефалита (ВектоВКЭ-IgG)»

АО «Вектор-Бест»

Генеральный директор
Хусайнов М.Д.
2020 г.





REF

D-1156

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
и количественного определения
иммуноглобулинов класса G
к вирусу клещевого энцефалита

ВектоВКЭ-IgG

LOT 194

СОСТАВ:


LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованным антигеном ВКЭ	1 шт.		286
2. Калибровочный образец, инактивированный	1 фл.	2,5 мл	276
3. Калибровочные образцы, инактивированные	3 фл.	по 1,5 мл	276
4. Контрольный образец, инактивированный	1 фл.	1,5 мл	276
5. Конъюгат	1 фл.	13,0 мл	276
6. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл.	10,0 мл	967
7. Раствор для разведения сывороток	1 фл.	12,0 мл	140501
8. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл.	28,0 мл	2869
9. Раствор тетраметилбензидина	1 фл.	13,0 мл	30500
10. Стоп-реагент	1 фл.	12,0 мл	1351

Принадлежности:

Планшет для предварительного разведения образцов	1 шт.
Пленки для заклеивания планшета	2 шт.
Ванночки для реагентов	2 шт.
Наконечники для дозаторов	16 шт.
Трафарет для построения калибровочного графика	1 шт.

REF **D-1156**



LOT

194

ТУ 9398-079-23548172-2016

РУ № РЗН 2017/5605 от 11.04.2017





2020-10-23



2022-04-23

ВектоВКЭ-IgG


IVD



11562304220019400028

Для профессионального применения

*Антитела к ВИЧ-1,2, Treponema pallidum и вирусу гепатита С, HBsAg
и антиген p24 ВИЧ-1 отсутствуют*



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления и количественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу клещевого энцефалита (ВектоВКЭ-IgG)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусайнов М.А.
«27» ОКТ 2020 г.
Вектор-БЕСТ

