






Генеральный директор
АО "Бектор-Бест" 
М.Д. Хусайнов
2018 г.





«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов
2018 г.



**Образцы маркировки на Набор реагентов
для иммуноферментного определения концентрации
общего иммуноглобулина класса А в сыворотке крови
(IgA общий-ИФА-БЕСТ)**

1. Образцы этикеток на компоненты набора "IgA общий-ИФА-БЕСТ"

Наименование компонента	Этикетка
Планшет разборный	
Калибровочный образец	
Калибровочный образец	
Калибровочный образец	
Калибровочный образец	
Калибровочный образец	
Калибровочный образец	

Наименование компонента	Этикетка
Контрольный образец	
Конъюгат	
Раствор для разведения сывороток, концентрат	
Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25)	
Раствор тетраметилбензидина плюс	
Стоп-реагент	
Наконечники для пипетки на 5-200 мкл	
Ванночка для реагента	
Планшет для предварительного разведения исследуемых образцов	

2. Образцы этикеток на коробке набора "IgA общий-ИФА-БЕСТ"

2.1. Верхняя этикетка.

набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего иммуноглобулина класса А в сыворотке крови	
IgA общий-ИФА-БЕСТ	
состав:	
1. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к альфа-цепям IgA человека	1 шт.
2. Калибровочные образцы	6 фл.
3. Контрольный образец, инактивированный	1 фл.
4. Конъюгат	1 фл.
5. Раствор для разведения сывороток (PPC), концентрат	1 фл.
6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-ТХ25)	1 фл.
7. Раствор тетраметилбензидина плюс (раствор ТМБ плюс)	1 фл.
8. Стоп-реагент	1 фл.
9. Пленка для заклеивания планшета	2 шт.
10. Ванночка для реагента	2 шт.
11. Наконечники для пипетки на 5-200 мкл	16 шт.
12. Планшет для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.
Принадлежности:	
1. Трафарет для построения калибровочного графика	1 шт.
Антитела к ВИЧ-1, 2, Treponema Pallidum и вирусу гепатита С; HBsAg и антиген p24 ВИЧ-1 отсутствуют	

2.2. Боковая этикетка № 1.



Серия	XXXX
Годен до	XXXX-XX-XX
IgA общий-ИФА-БЕСТ	
ТУ 9398-039-23548172-2015 РУ №	
	
Только для IN VITRO диагностики	

2.3. Боковая этикетка № 2.

АО "Вектор-Бест"
Российская Федерация, 630559, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, научно-производственная зона, корпус 36, комната 211
тел/факс: (383) 332-67-49, 332-67-52
E-mail: vbmarket@vector-best.ru


Примечание. Текст боковой этикетки № 2 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом.

3. Образец этикетки на ящик набора "IgA общий-ИФА-БЕСТ"

	REF X-XXXX	набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего иммуноглобулина класса А в сыворотке крови (IgA общий-ИФА-БЕСТ)	
	 XXXX-XX-XX	LOT	
	 YYYYY-YY-YY		
	Масса нетто набора XX кг Масса нетто XX кг Масса брутто XX кг	Кол-во наборов	
 2°C / 8°C		АО "Вектор-Бест", Российская Федерация, 630559, Новосибирская область, рабочий посёлок Кольцово, научно-производственная зона, корпус 36, комната 211	

«СОГЛАСОВАНО»
 Директор НИИСД
 АО «Вектор-Бест»

Коммерческий директор
 АО «Вектор-Бест»



М.Ю. Рукавишников
 «14» 08 2018 г.



Ю.М. Гусев
 «14» 08 2018 г.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 4 листов.

Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"



Масяго А.В.

2018 г.