


I. Аппарат рентгенотерапевтический Т-105



Общий вид Аппарата рентгенотерапевтического Т-105 и стойки управления




Typ SN
CE 0124
 MADE IN GERMANY


1	230	50	16
p-	V	Hz	A

WOLF-Medizintechnik GmbH
 Am Wachtelberg 15
 07629 St. Gangloff / GERMANY
 113 2006
 I-105 X-ray therapy unit
 2015 W





Состав аппарата:

1. Устройство крепления излучателя рентгеновского (мобильный штатив)




2. Излучатель рентгеновский.




3. Стойка управления в составе:






3.2. Устройство охлаждения рентгеновского излучателя







3.3. Блок рабочей станции управления аппаратом.






3.4. Панель управления с сенсорным дисплеем






4. Кабель высоковольтный










5. Устройство смены фильтров




6. Фильтры рентгеновского излучения – не более 4 шт.





Пример фильтра в устройстве смены фильтров
Аппликаторы – не более 14 шт.




8. Программное обеспечение управления аппаратом - не более 2 шт. (CD диск)








10. Пульт управления



11. Рабочая станция управления аппаратом

(компьютер управляющий, монитор, клавиатура, мышь, ИБП)




Рабочая станция (компьютер управляющий, монитор, клавиатура, мышь, ИБП).

12. Руководство по эксплуатации.

II. Принадлежности.

1. Запасные части:


1. 1. Излучатель рентгеновский




1.2. Устройство охлаждения рентгеновского излучателя




1.3. Генератор высоковольтный




1.4. Дисплей сенсорный







1.5. Комплект изделий для рабочей станции (компьютер управляющий, монитор, клавиатура, мышь, ИБП) – не более 4 шт.



1.6. Светофор сигнальный



2. Стол пациента.




3. Аппликаторы дополнительные – не более 15 шт.




4. Интерком, в составе:

4.1. Видеокамера – не более 2 шт.;




4.2. Микрофон;



4.3. Кабели соединительные – не более 4 шт.;




4.4. Блок управления;



4.5. Монитор интеркома – не более 2 шт.



5. Программное обеспечение управления аппаратом - не более 3 шт. (на CD дисках).




6. Камера контроля - не более 5 шт.



7. Набор для монтажа и ремонта

7.1. Датчик для распознавания аппликатора – не более 6 шт.;




7.2. Смазка силиконовая в емкости не более чем по 250 мл – не более 5 шт.;




7.3. Предохранители – не более 30 шт.;



7.4. Емкость с краской по 10 мл – не более 3 шт.;





7.5 Емкость с растворителем для краски по 10 мл – не более 3 шт.



7.6 Крепеж (болты, дюбели) – не более 30 шт. каждого.



● материал рентгенозащитный.



Генеральный директор
ООО «МК ЮНИКС»



В.В. Троценко

