

УДТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Веста»


Ракыцкас Дарюс
2011 г.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

«Прорезыватели зубные для детей «Lovi», «Canpol babies» с охлаждающим наполнителем и без для улучшения кровообращения в деснах и уменьшения болевых ощущений в период роста зубов»

1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Перед первым и каждым последующим применением прорезыватели Lovi и «Canpol babies»- тщательно промыть

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Прорезыватель снабжен различными рельефными поверхностями, которые стимулируют процесс прорезывания путем нежного массирования десен ребенка. Части прорезывателя заполнены дистиллированной водой. Прохладная температура не дает деснам отекать.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Срок годности: 5 лет с даты изготовления, смотреть упаковку (при условии хранения бутылочки в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, температура 5-28С).

Прорезыватели Lovi и «Canpol babies»- нельзя стерилизовать.

Поврежденный прорезыватель следует немедленно выбросить.

Данное изделие использовать только под присмотром взрослых. Проверять прорезыватель перед каждым применением, на предмет наличия сколов или других повреждений целостности изделия. Мойте прорезыватели перед первым применением и после каждого дальнейшего использования. При выборе размера и формы прорезывателя необходимо учитывать индивидуальное развитие ребенка.

