


Инструменты стоматологические с вращением вокруг собственной оси для установки имплантатов SKY

Пилотные сверла, короткое; длинное

1. Пилотное сверло короткое




2. Пилотное сверло длинное




1

Гребневые сверла, Ø 3.5; 4.0; 4.5; 5,5 мм, 3.5N




4




2



5




3



1. Гребневое сверло 3.5N
2. Гребневое сверло Ø 3.5 мм
3. Гребневое сверло Ø 4.0 мм
4. Гребневое сверло Ø 4.5 мм
5. Гребневое сверло Ø 5,5 мм

Сверла для твердой кости, Ø 3.5; 4.0; 4.5; 5,5 мм, L 10-16; 08-16; 08-14; 08-12 мм




1. Сверло для твердой кости Ø 3.5 мм L 10-16 мм
2. Сверло для твердой кости Ø 4.0 мм L 08-16 мм
3. Сверло для твердой кости Ø 4.5 мм L 08-14 мм
4. Сверло для твердой кости Ø 5.5 мм L 08-16 мм

Сверла для мягкой кости и кости средней твердости, Ø3.5; 4.0; 4.5; 5,5 мм, L 10-16; 08-16; 08-14; 08-12 мм


1. Сверло для мягкой кости и кости средней твердости
Ø 3.5 mm L 10-16 mm



3. Сверло для мягкой кости и кости средней твердости
Ø 4.5 mm L 08-14 mm



2. Сверло для мягкой кости и кости средней твердости
Ø 4.0 mm L 08-16 mm




4. Сверло для мягкой кости и кости средней твердости
Ø 5.5 mm L 08-16 mm



Твист-дриль, Ø 1.3; 2.25 мм, L 6-14; 6-16 мм;
длинная; короткая




1. Твист-дриль Ø 1.3 мм L 06-14 мм




2. Твист-дриль короткая Ø 2.25 мм L 06-16 мм



3. Твист-дриль длинная Ø 2.25 мм L 06-16 мм






Костная фреза, Ø 4.1 мм



Фиксаторы сверла, Ø 3.5/4.0; 4.0; 4.5 мм, L 08; 10; 12; 14; 16 мм

1. Фиксатор сверла Ø 4.0 мм L 08 мм
2. Фиксатор сверла Ø 3.5/4.0 мм L 10 мм
3. Фиксатор сверла Ø 3.5/4.0 мм L 12 мм
4. Фиксатор сверла Ø 3.5/4.0 мм L 14 мм
5. Фиксатор сверла Ø 3.5/4.0 мм L 16 мм




Фиксаторы сверла, Ø 3.5/4.0; 4.0; 4.5 мм, L 08; 10; 12; 14; 16 мм

1. Фиксатор сверла Ø 4.5 мм L 08 мм



3. Фиксатор сверла Ø 4.5 мм L 12 мм



2. Фиксатор сверла Ø 4.5 мм L 10 мм




4. Фиксатор сверла Ø 4.5 мм L 14 мм



Фиксаторы твист-дрилли, L 06; 08; 10; 12; 14; 16 мм

1. Фиксатор твист-дрилли L 06 мм
2. Фиксатор твист-дрилли L 08 мм
3. Фиксатор твист-дрилли L 10 мм



Фиксаторы твист-дрилы, L 06; 08; 10; 12; 14; 16 мм

1. Фиксатор твист-дрилы L 12 мм
2. Фиксатор твист-дрилы L 14 мм
3. Фиксатор твист-дрилы L 16 мм


1



2



3



Удлинитель сверла



Генеральный директор ООО «АРКОМ»

Р.Ю. Селезнев

в настоящем документе
прошито
11 (Одиннадцать) листов
Ген. директор ООО «АРКОМ»

Селезнев Р.Ю.

