

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ЭКРАН»

№ _____

« _____ » _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора

ОАО «НПО «Экран»

Д.Е. Лазовский

« 20 » марта 2015 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Комплекс автоматизированный для дезинфекции, предстерилизационной
очистки, ДВУ и стерилизации полностью и неполностью погружаемых
гибких эндоскопов «ЭНДОСТЕРИЛ» по ТУ 9451-012-15834388-2015**

производства Открытого акционерного общества

«Научно-производственное объединение «Экран»

(ОАО «НПО «Экран»), Россия

129301, Москва, ул. Касаткина, 3

Тел. (499) 187-28-07

Тел./факс (499) 683-15-55



ИНН 7716011126, Р/с 40702810000000000053
в Банке «Кузнецкий мост» ОАО.
Кор. счет 30101810200000000625
БИК 044552625. ОКПО 05834388.
ОКОНХ 19320, 95120, 95300, 95400

СОДЕРЖАНИЕ


Комплекс автоматизированный для дезинфекции, предстерилизационной очистки, ДВУ и стерилизации полностью и неполностью погружаемых гибких эндоскопов «Эндостерил», в составе:

1. Общий вид установки
2. Шланг сливной ПВХ D = 20 мм, L = 2,5 м
3. Вентиль 1/2"
4. Переходник для подключения вентиля 1/2"-1/2"
5. Шланг гибкий металлизированный L = 1,5 м
6. Фильтр с корпусом «Гейзер» SL1/2 #10-6 кг/см²
7. Трубка медицинская ПВХ 5 x 1,5 мм (L=5м)
8. Дроссель наладочный
9. Фирменная этикетка
10. Руководство по эксплуатации

Общий вид установки



Шланг сливной ПВХ D=20 мм, L=2,5 м




Вентиль 1/2"



Шланг гибкий металлизированный L=1,5 м



Фильтр с корпусом «Гейзер» SL1/2#10/6 кг/см²




Трубка медицинская ПВХ 5х1,5 мм (5 м)



Переходник для подключения вентиля 1/2'



Дроссель наладочный



Фирменная этикетка



Руководство по эксплуатации

Справ. №	Перв. примен.	
----------	---------------	--

Утвержден
АИ6305.00.00 РЭ-ЛУ

**КОМПЛЕКС
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ, ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ
ОЧИСТКИ, ДВУ И СТЕРИЛИЗАЦИИ ПОЛНОСТЬЮ
И НЕПОЛНОСТЬЮ ПОГРУЖАЕМЫХ ГИБКИХ ЭНДОСКОПОВ
«ЭНДОСТЕРИЛ»**

Руководство по эксплуатации

АИ6305.00.00 РЭ

Сервисное обслуживание: тел. 8 (495)-683-97-87



Протокол
печатью, пронумеровано, скреплено
Д.Е. Лазовский

Зам. генерального директора
ОАО «НПО «Экран»

Фирменная этикетка



 **ОАО НПО
"Экран"**
КОМПЛЕКС АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ,
ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ,
ДВУ И СТЕРИЛИЗАЦИИ ПОЛНОСТЬЮ
И НЕПОЛНОСТЬЮ ПОГРУЖАЕМЫХ
ГИБКИХ ЭНДОСКОПОВ
«ЭНДОСТЕРИЛ»
ТУ 9451-012-05834388-2015
СЕТЬ 220 В, 50 Гц, 800 ВА
зав. N **001** год **2015**