

СПРАВКА
об изделии медицинского назначения

1. Медицинское изделие «Трубки оптические артроскопические с волоконными световодами для диагностических процедур и операций в полостях суставов ТОА-«ЭНДОСКАМ» (в дальнейшем – трубки), предназначенные для эндоскопических исследований и лечения суставов человека.

Трубки имеют исполнение, представленное ниже, где первая цифра указывает на диаметр трубки, вторая на ее длину, а третья – угол направления наблюдения.

ТОА «ЭНДОСКАМ» 4-180-0°
ТОА «ЭНДОСКАМ» 4-180-30°
ТОА «ЭНДОСКАМ» 4-180-70°
ТОА «ЭНДОСКАМ» 4-180-90°
ТОА «ЭНДОСКАМ» 2,7-180-0°
ТОА «ЭНДОСКАМ» 2,7-180-30°
ТОА «ЭНДОСКАМ» 2,7-180-70°
ТОА «ЭНДОСКАМ» 2,7-180-90°
ТОА «ЭНДОСКАМ» 2,7-110-0°
ТОА «ЭНДОСКАМ» 2,7-110-30°
ТОА «ЭНДОСКАМ» 2,7-110-70°
ТОА «ЭНДОСКАМ» 2,7-110-90°

В комплектность артроскопа входят следующие инструменты и инструментарий (помимо трубок оптических)

Переходники фирм Wolf, Storz, Olympus

Шейвер

Насос жидкостной типа AP

Световоды

Инструменты:

Трубки артроскопические

Стилеты

Обтураторы

Щупы

Ножи

Кюретки

Выкусыватели

Зажимы

Щипцы

Ножницы

Канюли

Рашпили

Долота

Стамески

Отвертки

Электроды

Щетки

Держатели для бедра и предплечья

Комприметр (в комплекте с манжетами)

Боры

Дрели

2

Инструменты и изделия для мойки, чистки и ухода:

Щетки

Масленки

Биксы

Контейнеры

Насадки

Промывное устройство

Фильтры

Шланги

Стерильные чехлы

Защитный колпачок

Паспорт

Коробка упаковочная

Габаритные размеры трубок не зависят от угла направления наблюдения и составляют:

ТОА 4-180 «ЭНДОСКАМ» 235х35х55 мм

ТОА 2,7-110 «ЭНДОСКАМ» 170х35х55 мм

ТОА 2,7-180 «ЭНДОСКАМ» 240х35х55 мм

2. В основе принципа действия трубки положена передача изображения объектов операционного поля по оптической системе, расположенной внутри трубки.

3. Основными функциональными характеристиками трубок являются: угол направления наблюдения, разрешающая способность, освещенность объектов операционного поля. При изготовлении трубок используется нержавеющая сталь 05Х18Н10Т, разрешенная к применению в медицинских изделиях. Трубки выполнены в стандартном дизайне, принятом всеми производителями подобных медицинских изделий.

4. Область применения трубок - эндоскопические отделения клиник и больниц, клиничко-диагностические лаборатории лечебно-профилактических учреждений и т.п. Трубки используются для диагностических и хирургических операций при заболеваниях полостей крупных суставов человека.

Генеральный директор



Д.Г.Куликов