

Фотографическое изображение медицинского изделия

**«Порошок стоматологический Clinpro Glycine Prophy Powder для
пескоструйного аппарата в наборе:**

- флаконы с порошком (не более 2 шт.).»

Ст. эксперт по
сертификации/регистрации
отдела Здравоохранения
ЗАО «3М Россия»



Репина А.А.

3M ESPE

ClinproTM

Glycine Prophy Powder
Prophy Powder for Gentle Sub
and Supragingival Cleaning

Проверьте
подлинность
продукта

с. 1. Порошок стоматологический Clinpro Glycine Prophy Powder для пескоструйного аппарата в наборе:-
пакеты с порошком (не более 2 шт.). Внешняя упаковка. Вид спереди

3M ESPE

Clinpro™

Clinpro Glycine Prophy Powder



Порошок стоматологический Clinpro Glycine Prophy Powder для пескоструйного аппарата в наборе

Производитель: "3M Дойчленд ГмбХ", Германия, 3M Deutschland GmbH, Carl-Schurz-Strasse 1, 41453 Neuss, Germany. Условия хранения: от 15 до 25 °C. Показания: удаление поддесневых и наддесневых налетов, может также использоваться в присутствии постоянно установленных ортодонтических приспособлений (брекетов) и имплантатов (остальные показания см. в инструкции). Противопоказания: хронический бронхит или астма. Утилизировать в соответствии с требованиями законодательства РФ. Срок хранения: не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке. Перед применением ознакомиться с инструкцией.



РУ № ФСЗ 2012/12852 от 28.06.2016. Срок действия не ограничен.
Уполномоченный представитель производителя в РФ: ЗАО "3М Россия" 121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17 стр. 3, тел.: +7 495 794 7474

Изготовлено в Германии

Единица измерения: ШТУКА
Количество: - 1

Артикул: 70-2011-4323-0

7100036776

RQ-0045-1111-1

- sl** Preventivni prah za nežno subgingivalno in supragingivalno čiščenje
- cs** Profylaktický prášek pro šetrné subgingivální a supragingivální čištění
- tr** Subgingival ve Supragingival Nazik Temizleyici Profilaksi Tozu
- et** Profülaktiline pulber sub- ja supragingivaalsete pindade puhastamiseks
- lv** Profilakses pulveris saaudzējošai zemsmaģanu un virssmaģanu tīrīšanai
- it** Profilaktinlai milteliat švelniam valymui po dantenomis ir virš ju
- uk** Профілактичний порошок для ніжнього видалення над'ясенних та під'ясенних відкладень

en

ning

146 180104 EE32187

Caution: U.S. Federal Law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.



Made in Germany by
3M Deutschland GmbH
Dental Products
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss - Germany



33500040697/01

3M, ESPE and Clinpro are trademarks of 3M or 3M Deutschland GmbH.
Used under license in Canada. © 2014, 3M. All rights reserved.


ис. 2. Порошок стоматологический Clinpro Glycine Prophy Powder для пескоструйного аппарата в наборе:- флаконы с порошком (не более 2 шт.). Внешняя упаковка. Вид сзади



с. 3. Порошок стоматологический Clinpro Glycine Prophy Powder для пескоструйного аппарата в наборе:-
акон с порошком

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
4 листа(ов).

Должность, Старший эксперт по сертификации
Отдела Здравоохранения ЗАО «ЗМ Россия»



(подпись)

Репина А.А.
М.П.

