

Эксплуатационная документация на медицинское изделие.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Заготовки из разнонаправленного стекловолокна для
стоматологической реставрации по технологии
CAD/CAM серии TRINIA**

Дополнение 1.

Компания производитель: Bicon LLC



Дополнение 1 к эксплуатационной документации.

1. Сопротивление окрашиванию.

Заготовки из разнонаправленного стекловолокна для стоматологической реставрации по технологии CAD/CAM серии TRINIA не окрашиваются под воздействие кофе и вина.

2. Пористость.

Пористость заготовок из разнонаправленного стекловолокна для стоматологической реставрации по технологии CAD/CAM серии TRINIA не превышает 20мкм на поверхности 1мм².

3. Химическая растворимость.

Химическая растворимость заготовок из разнонаправленного стекловолокна для стоматологической реставрации по технологии CAD/CAM серии TRINIA меньше или равна 0,5 %

4. Количество изделий в упаковке.

Диски Disk Ivory 98mm x 11mm, 98mm x 14mm, 98mm x 15mm, 98mm x 20mm, 98mm x 23mm, 98mm x 25mm, D-блоки D-shape Ivory 89mm x 71mm x 15mm, Диски Disk Pink 98mm x 11mm, 98mm x 14mm, 98mm x 15mm, 98mm x 20mm, 98mm x 23mm, 98mm x 25mm, D-блоки D-shape Pink 89mm x 71mm x 15mm поставляются по 1 шт в упаковке.

Блоки: Block Ivory 55mm x 19mm x 15mm, 55mm x 19mm x 25mm, 40mm x 19mm x 15mm, блоки Block Pink 55mm x 19mm x 15mm, 55mm x 19mm x 25mm, 40mm x 19mm x 15mm поставляются по 2 шт в упаковке.



3
/Перевод с английского на русский /

Печать Bicon LLc

Подпись Ричард Ву /от руки/

Отдел контроля качества /от руки/

Перевод с английского языка
на русский язык выполнен
переводчиком Целуйко
Евдоев Вадимом владимировичем

Город Москва.

Третьего августа две тысячи шестнадцатого года.

Я, Фомина Алла Валерьевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Кониной Ольги Валерьевны, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком ЦЕЛУЙКО ЛЮБОВИ ВЛАДИМИРОВНЫ в моем присутствии. Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 1 – 655

Взыскано по тарифу 300 рублей (в том числе 200 рублей за УПиТХ)

ВРИО нотариуса



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 3 листов.
ВРИО нотариуса [подпись]

