

Фотографии медицинского изделия

«Программное обеспечение «Компьютерная лабораторно-информационная система ЛИС «Innovasystem» по ТУ 9443-001-09142523-2015 в вариантах исполнения» производства ООО «Новолабсистем» (Россия), вариант исполнения 2.

500GB 11440 8753
StoreJet

**Программное обеспечение
Компьютерная
лабораторно-
информационная система**

«Innovasystem»

по ТУ 9443-001-09142523-2015

Версия 2.9.1.0 Декабрь 2015 г.

№ 13/04-12-20131204-MSK



INNOVASYSTEM

ООО «Новолабсистем»

**Россия, 121096, Москва,
ул.Кастанаевская,
д.13, пом.2, к.12**

**www.innovasystem.pro
info@innovasystem.pro**

© Все права защищены



INNOVASYSTEM
Инновационная лабораторно-информационная система

Компьютерная лабораторно-информационная система «Innovasystem»
Тел: 9443-001-09142523-2015 (ЛИС «Innovasystem»)

Декабрь 2015 г.

www.innovasystem.pro
info@innovasystem.pro

Программное обеспечение
Компьютерная
лабораторно-
информационная система
«Innovasystem»

по ТУ 9443-001-09142523-2015

Версия 2.9.1.0 Декабрь 2015 г.

№ 13/04-12-20131204-MSK



INNOVASYSTEM

ООО «НовоЛабСистем»
Россия, 121096, Москва,
ул.Кастановская,
д.13, пом.2, к.12
www.innovasystem.pro
info@innovasystem.pro

© Все права защищены



ООО «ИновлабСистем»
 Россия, 121096, Москва,
 ул. Кастанаевская,
 д. 13, пом. 2, к. 12
www.inovasytem.pro
info@inovasytem.pro
 © Все права защищены

Программное обеспечение
 компьютерной
 лабораторной системы
«InovaSystem»
 по TV 9443-001-09142523-2015
 Версия 2.9.10 Декабрь 2015 г.
 № 13/04-12-2013/31204-MSK

ИНОВАСИСТЕМ
 по информации: сертификат
 142523-2015 (ИНС)
 5102-2015





INNOVASYSTEM
лабораторно-информационная система

**Компьютерная лабораторно-информационная система «Innovasystem»
по ТУ 9443-001-09142523-2015 (ЛИС «Innovasystem»)**

Версия 2.9.1.0

Декабрь 2015 г.

Производитель: ООО «Новолабсистем»
Москва, ул. Кастанаевская д.13, пом.2, к.12
+7 (495) 984-96-74

www.innovasystem.pro
info@innovasystem.pro

Наименование изделия	Компьютерная лабораторно-информационная система «Innovasystem» по ТУ 9443-001-09142523-2015 (ЛИС «Innovasystem»), версия 2.9.1.0
Назначение	Распределенное сетевое решение для автоматизации производственно-техно-логических процессов клинико-диагностических лабораторий, диагностических и исследовательских подразделений лечебно-профилактических, реабилитационных учреждений, центров крови и станций переливания крови, иных организаций
Формат носителя:	Твердотельный накопитель
Объем исходного материала:	4,65 Гб
Минимальные системные требования:	Требования к компьютерному оборудованию: - сервер AMD/INTEL 2,5Ghz / DDR3 8192 Mb; HDD 4 x 300 Gb; - автоматизированное рабочее место пользователя (APM) ADM/INTEL 1,5 Ghz / DDR2/DDR3; HDD 80Gb; - жидкокристаллический монитор с диагональю от 19 дюймов; Требования к программному обеспечению: - операционная система APM MS Windows 8, MS Windows 10; - интернет-браузер MS Explorer, Google Chrome текущей версии; - операционная система сервера MS Windows 2008 или MS Windows 2012; - база данных (СУБД) MS SQL Server 2005 или MS SQL Server 2014; - Microsoft SQL Server Compact 4.0; - Internet Information Services 7.x; - Apache Tomcat 7.x; - Java Runtime Environment; - .NET Framework 4.x. Требования к сетевому и дополнительному оборудованию: - APM должны быть подключены к серверу с помощью локальной сети, обеспечивающей скорость обмена данными не ниже 100 мбит/сек; - для использования технологии штрих-кодирования к локальной сети должен быть подключен сканер штрих-кода и принтер штрих-кода. Специальные требования к сканерам и принтерам штрих-кодов не предъявляются; - для использования технологий удаленного доступа (WEB-интерфейс, тонкий клиент) необходимо подключение сервера и APM к сети интернет со скоростью обмена данными не ниже 100 мбит/сек.
Срок годности:	Срок годности не ограничен
Производитель	ООО «Новолабсистем», Москва, ул.Кастанаевская, д.13, пом.2, к.12
Если поверхность накопителя загрязнилась:	Протрите поверхность накопителя влажной тканью, затем протрите насухо. Не используйте абразивные материалы и средства.
Хранение:	Избегайте хранить накопитель в следующих местах: • Под прямыми солнечными лучами • В условиях чрезмерно высокой температуры или влажности • Около источников тепла • Вблизи источников электромагнитного и радиационного излучения
Меры предосторожности при обращении с накопителем:	• Избегать воздействия магнитного и радиационного поля – не держать рядом с мощными магнитами, ЭЛТ, электродвигателями и т.п. • Не ронять. Не трясти. • Для соединения с компьютером использовать только провода, поставляемые в комплекте с накопителем. * Не разбирать.
Авторское право:	Пользователь в соответствии с договором имеет право на воспроизведение ЛИС «Innovasystem», ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска программы, без права коммерческого распространения программного продукта. Право на использование ПО не включает права на: - декомпиляцию или дизассемблирование программы и базы данных и модификацию ПО; - внесение изменений в объектный код программ или баз данных за исключением тех, которые вносятся средствами, включенными в комплект ПО и описанными в документации. - совершение в отношении ПО каких-либо действий, нарушающих законодательство РФ и международные нормы правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных.

Сделано в России



Всего прошнуровано и скреплено
печатью 5/2018 листов.

Генеральный директор
ООО «Новолабсистем»

Носко А.Ю.

