


Система лазерная хирургическая Pulse, вариант исполнения: 30H



Система лазерная хирургическая Pulse, вариант исполнения: 50Н







Система лазерная хирургическая Pulse, вариант исполнения: 100H

Система лазерная хирургическая Pulse, вариант исполнения: 126H




Система лазерная хирургическая Pulse, вариант исполнения: 120H




Лазерная консоль и педаль ножная

Микроскоп для проверки светодиодов




Сумка для аксессуаров





Стекло защитно

Очки защитные



Предупреждающий знак лазерной опасности



LASER CLASS 4/IV

Holmium: YAG: 2.1 μm , 3.5 J max.
600 μs pulse max.


LASER CLASS 3R/IIIa

DSPP Laser: 532 nm, 5 mW max, CW


**VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO
DIRECT OR SCATTERED RADIATION**

CLASS 4 LASER PRODUCT per IEC/EN 60825-1/2007
CLASS IV LASER PRODUCT per 21 CFR 1040.10 & 1040.11
except for deviations pursuant to Notice 50, Dated June 24, 2007

LB-20001720_A




Коннектор дистанционной дверной блокировки.




Кабель сетевой






Коннектор дистанционной дверной блокировки







Вилка сетевого кабеля



Педаль ножная одинарная, двойная в защитном корпусе




Педаль ножная одинарная, двойная без корпуса




Очки защитные универсальные


комплект




Салфетки бумажные для очистки оптических элементов в комплектах




Микроскоп для проверки световодов





Стекла защитные в металлической оправе и без оправы











Фильтры тонкой очистки воды сменные механические



Filterite Division
2118 Greenspring Drive
Timonium, MD 21093 USA
Tel: (410) 252-0800 Fax: (410) 560-2857

Part # WFN025USM10180

Item WFN 0.2 - 5US - M10 180

Lot # 0000714240

 Pall Corporation

ISO 9001 Registered Quality System

INSTRUCTIONS
FILTERITE offers a superior product through extensive production rigorous quality control. To achieve optimal performance, please follow the following procedures:

INSTALLATION

Double Open End Cartridge (Flat Gasket Type)

1) When installing double open end cartridge, be sure it is properly aligned on vessel sealing surface.

Single Open End Cartridge (O-ring Type)


1) When installing single open end cartridge, be sure it is properly aligned on vessel sealing surface.


2) Use a slight twisting motion when inserting into housing. DO NOT FORCE.

IMPORTANT: PALL'S LIABILITY LIMITED TO THIS PART. NO WARRANTY OTHER THAN PALL'S AND CONDITIONS APPLY. FOR MORE INFORMATION, CONTACT FILTERITE OR YOUR AUTHORIZED PALL DISTRIBUTOR.


www.pall.com

FILTERITE is a registered trademark of Pall Corporation.












володы с прямым выходом излучения с синей, зеленой, желтой, оранжевой, черной оболочками
диаметром 200, 220, 365, 400, 550, 600, 1000 мкм









провода, совмещенные с наконечниками длиной от 5 см до 20.3 см с углом выхода излучения от 0 до 70 град.




световоды с резьбовым адаптером для подключения рукояток с прямым и боковым выходами




Световоды тестовые







Рукоятки с прямым и боковым выходом излучения




Наконечники сапфировые




Морцелятор с блоком морцелятора, педалью ножной, рукояткой (левая, правая), насадками режущими(2 шт.), трубками стерильными (2 шт.), адаптерами (3 шт.), контейнером для стерилизации




Блок морцелятора





Педаль ножная морцелятора.




Рукоятка для морцелятора




Насадка режущая для морцелятора




Трубки стерильные для морцелятора



Адаптеры эндоскопические




Щетки короткие, длинные для чистки насадок морцелятора




Контейнер для стерилизации световодов, рукояток, наконечников




Контейнер для стерилизации насадок морцелятора




Керамические ножницы для световодов



Нож для ремонта световодов



Инструменты для удаления оболочки световодов



В документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью

55 (пятидесят пять) лист(а/ов)

Генеральный директор
ООО «САЙНСМЕД»

Григорьева К.А.

