

63.

Ортопедический  
держатель  
абатментов.  
МК-0001

Ортопедический держатель  
обеспечивает удобство и безопасность  
в процессе придания формы и обработки  
титановых, циркониевых и пластиковых  
абатментов вне полости рта



**Специальный  
цемент для  
фиксации  
коронки на  
имплантатах.**

МК-0022

64.

Со специальным цементом MIS вы сразу заметите, каким простым стал процесс цементирования. Цемент обладает уникальным двухфазным процессом полимеризации. В течение 50 секунд он достигает устойчивой резиноподобной консистенции (первая фаза). В это время его излишки на краях коронки удаляются быстро и просто. Наступление второй фазы обеспечивает высокую ретенцию коронки, но при этом

остается возможность снять ее с имплантата без повреждения. Формула цемента разработана на основе последних достижений в области полимерных резин, благодаря которым цемент обладает амортизационными свойствами и характеризуется отсутствием вкуса и запаха.

**Характеристики:**

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Время цементации   | 1-ая фаза: 50-120 сек.<br>2-ая фаза: 240-300 сек. |
| Сила фиксации      | 35 MPa                                            |
| Сила на отрыв      | 28 MPa                                            |
| Модуль упругости   | 1500 MPa                                          |
| Толщина слоя       | 15 мкм                                            |
| Абсорбция влаги    | <0.3 мг/см²                                       |
| Расширимость       | <0.04 мм/см                                       |
| Плотность хранения | 2.5%                                              |



**Набор содержит:**

- 1 Шпатель (аналог Seto Seal) - 1
- 1 Шпатель (аналог Seto Seal) - 1
- 1 Шпатель (аналог Seto Seal) - 1