



Фотографические изображения медицинского изделия
Набор реагентов Heliforce для диагностики Helicobacter pylori

(Уреазный дыхательный тест ^{13}C).

Heliforce Urea [^{13}C] Breath Test Kit

Комплектация 1



Beijing Richen-force
Science & Technology
Co., Ltd.

**Набор реагентов Heliforce для
диагностики Helicobacter pylori
(Уреазный дыхательный тест ^{13}C).
Heliforce Urea [^{13}C] Breath Test Kit**

Beijing Richen-force Science & Technology Co., Ltd.

Состав набора:

1. Реагент (порошкообразная мочевина, меченная стабильным изотопом ^{13}C) – 1 шт. (50 мг)
2. Пакеты с завинчивающейся крышкой – 2 шт.
3. Самоклеющиеся этикетки для пакетов – 2 шт.

В комплект поставки входят: набор;
инструкция по применению, сертификат на набор.

Противопоказания к применению набора (ограничения применения):

Не использовать набор для пациентов с аллергией на мочевину и/или лимонную кислоту. Возможные побочные действия: аллергические реакции.



Производитель: Beijing
Richen-force Science &
Technology Co., Ltd, Китай

Тел.: +86-10-6494 8021;

Факс: +86-10-5131 3076;

Сайт: www.china-richen.com.cn

Адрес: Room408, Fukang
Road No.18, Zhongguancun
Sci-Tech Center, Changping
Park, Changping District,
102200 Пекин, Китай

Уполномоченный

представитель

производителя в РФ:

ООО "АМА-Мир"

Адрес: 199034 г. Санкт-
Петербург, 17-я линия,
д.4-6, литер «В»

Регистрационное
удостоверение №:

Номер партии: 150203

Дата изготовления:
09.02.2015

Дата окончания срока
годности: 08.02.2017

Условия хранения:

от плюс 18 до плюс 25 °С в
упаковке предприятия-
изготовителя в сухом,
защищенном от прямых
солнечных лучей месте

Website: www.china-richen.com.cn

Набор реагентов Heliforce для диагностики
Helicobacter pylori (Уреазный дыхательный
тест ^{13}C). Heliforce Urea [^{13}C] Breath Test

Реагент (порошкообразная мочевина, меченная
стабильным изотопом ^{13}C), 50 мг

Производитель: Beijing Richen-force Science & Technology Co., Ltd, Китай

Номер партии: 150203

Дата окончания срока годности: 08.02.2017

**Способ подготовки реагента к
использованию:**

Растворите реагент (содержимое контейнера)
80-100 мл холодной воды.

Растворенный реагент необходимо хранить
в закупоренной упаковке при температуре
плюс 18 до плюс 25 °C не более 6 часов.

**Набор реагентов Heliforce для
диагностики Helicobacter pylori
(Уреазный дыхательный тест ^{13}C).
Heliforce Urea [^{13}C] Breath Test Kit**

нулевая проба воздуха

ФИО пациента: _____

Пол: _____ Возраст: _____

Дата проведения обследования: _____

**Набор реагентов Heliforce для
диагностики Helicobacter pylori
(Уреазный дыхательный тест ^{13}C).
Heliforce Urea [^{13}C] Breath Test Kit**

30-минутная проба воздуха

ФИО пациента: _____

Пол: _____ Возраст: _____

Дата проведения обследования: _____



Фотографические изображения медицинского изделия

Набор реагентов Heliforce для диагностики Helicobacter pylori

(Уреазный дыхательный тест ^{13}C).

Heliforce Urea [^{13}C] Breath Test Kit

Комплектация 2





**Набор реагентов Heliforce для
диагностики Helicobacter pylori
(Уреазный дыхательный тест ^{13}C).
Heliforce Urea [^{13}C] Breath Test Kit**

Beijing Richen-force Science & Technology Co., Ltd.

Состав набора:

1. Реагент (порошкообразная мочеви́на, меченная стабильным изотопом ^{13}C) – 1 шт. (75 мг)
2. Пакеты с завинчивающейся крышкой – 2 шт.
3. Самоклеющиеся этикетки для пакетов – 2 шт.

В комплект поставки входят: набор;
инструкция по применению, сертификат на набор.

Противопоказания к применению набора (ограничения применения):

Не использовать набор для пациентов с аллергией на мочеви́ну и/или лимонную кислоту. Возможные побочные действия: аллергические реакции.

CE



Производитель: Beijing
Richen-force Science &
Technology Co., Ltd, Китай

Тел.: +86-10-6494 8021;

Факс: +86-10-5131 3076;

Сайт: www.china-richen.com.cn

Адрес: Room408, Fukang
Road No.18, Zhongguancun
Sci-Tech Center, Changping
Park, Changping District,
102200 Пекин, Китай

Уполномоченный

представитель

производителя в РФ:

ООО "АМА-Мир"

Адрес: 199034 г. Санкт-
Петербург, 17-я линия,
д.4-6, литер «В»

Регистрационное
удостоверение №:

Номер партии: 150205

Дата изготовления:
17.02.2015

Дата окончания срока
годности: 16.02.2017

Условия хранения:

от плюс 18 до плюс 25 °С в
упаковке предприятия-
изготовителя в сухом,
защищенном от прямых
солнечных лучей месте

Website: www.china-richen.com.cn

Набор реагентов Heliforce для диагностики
Helicobacter pylori (Уреазный дыхательный
тест ^{13}C). Heliforce Urea $[\text{}^{13}\text{C}]$ Breath Test Kit

Реагент (порошкообразная мочевина, меченная
стабильным изотопом ^{13}C), 75 мг

Производитель: Beijing Richen-force Science &
Technology Co., Ltd, Китай

№ партии: 150205

Срок окончания срока годности: 16.02.2017

**Способ подготовки [REDACTED]
использованию:**

Внесите реагент (содержимое контейнера)
80-100 мл холодной воды.

Полученный реагент необходимо хранить
в закупоренной упаковке при температуре
плюс 18 до плюс 25 °C не более 6 часов.

**Набор реагентов Heliforce для
диагностики Helicobacter pylori
(Уреазный дыхательный тест ^{13}C).
Heliforce Urea [^{13}C] Breath Test Kit**

нулевая проба воздуха

ФИО пациента: _____

Пол: _____ Возраст: _____

Дата проведения обследования: _____

**Набор реагентов Heliforce для
диагностики Helicobacter pylori
(Уреазный дыхательный тест ^{13}C).
Heliforce Urea [^{13}C] Breath Test Kit**

30-минутная проба воздуха

ФИО пациента: _____

Пол: _____ Возраст: _____

Дата проведения обследования: _____