




Изготовитель: ООО «Завод Эластик»
Адрес: 423574, Россия, РТ,
г. Нижнекамск, Промзона 2.
Тел.: (8555) 38-30-90. Факс: 38-30-92.
E-mail: info@zavodelastic.com



Костюм хирургический одноразового
использования стерильный (рукавица с длинными
рукавами на манжете и браслет на запястьях)


ТУ 9398-013-74582615-2016

Артикул: KC15 2-0 20(52)

- плотность, гр/м ²	20
- количество, шт.	1
- размер	52
- номер партии	388 200216
- дата изготовления	20.02.2016
- срок годности	20.02.2018

Костюмы хранят в закрытых сухих помещениях,
исключающих попадание прямых солнечных
лучей, на расстоянии не менее 1 м от
нагревательных приборов при температуре
окружающей среды, не превышающей 40° С.

"Стерильно", «Апирогенно», «Нетоксично», «Не
использовать при нарушении целостности
потребительской тары», «для однократного
использования».



Изготовитель: ООО «Завод Эластик»

Адрес: 423574, Россия, РТ,

г. Нижнекамск, Промзона 2.

Тел.: (8555) 38-30-90. Факс: 38-30-92.

E-mail: info@zavodelastic.com



Костюм хирургический одноразового
использования стерильный (рубашка с короткими
рукавами и брюки на резинке)

ТУ 9398-013-74582615-2016

Артикул: КС14/0-0/35(46)

- плотность, гр/м ²	35
- количество, шт.	1
- размер	46
- номер партии	004 200216
- дата изготовления	20.02.2016
- срок годности	20.02.2018

Костюмы хранят в закрытых сухих помещениях,
исключающих попадание прямых солнечных
лучей, на расстоянии не менее 1 м от
нагревательных приборов при температуре
окружающей среды, не превышающей 40° С.

"Стерильно", «Апирогенно», «Негоксично», «Не
использовать при нарушении целостности
потребительской тары», «для однократного
применения».

Стерилизация проводится оксидом этилена

