

- защита от попадания в ушные каналы загрязнений (воды, пыли, песка) и сопутствующих им инфекций;
- профилактика заболеваний органов слуха, отита, ушных болей различной природы.

Противопоказания для применения медицинского изделия и меры предосторожности.

Не применять при отитах.

Не применять при воспалении ушного канала.

Не применять при повреждениях кожи ушного канала и повышенной чувствительности.

Не применять для детей младше 5-ти лет.

Хранить в местах недоступных для детей.

Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия.

При правильном хранении, транспортировании и

**Вкладыши ушные, беруши «ТРЭВЕЛДРИМ»
ультракомфортные из микрокристаллического воска.**

ТУ №9398-011-61533319-2015

Взрослым и детям с 5 лет

*Для профилактики заболеваний органов слуха, отита, ушных болей различной природы,
а также для защиты от повышенного уровня шума, от попадания в ушные каналы
загрязнений (воды, пыли, песка) и сопутствующих им инфекций.*

Способ применения, противопоказания и побочные действия смотри в инструкции.



Хранить в потребительской упаковке в сухих, чистых, закрытых помещениях
при температуре от +5°C до +40°C и влажности 80%

Дата производства: 20.10.2015 Серия 2

Годеи до: 20.10.2018

Регистрационное удостоверение №xxxxxx от xxxxxxxxxxxx.

Производитель: **ООО «БИОФАРМУС»**

142100, РФ, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская д.1

Тел./факс (495) 580 - 30 - 69



12шт

Вкладыши ушные, беруши «ТРЭВЕЛДРИМ»
ультракомфортные из микрокристаллического воска.
ТУ №9398-011-61533319-2015

Взрослым и детям с 5 лет

Для профилактики заболеваний органов слуха, отита, ушных болей различной природы,
а также для защиты от повышенного уровня шума, от попадания в ушные каналы
загрязнений (воды, пыли, песка) и сопутствующих им инфекций.



Способ применения, противопоказания и побочные действия смотри в инструкции.



Хранить в потребительской упаковке в сухих, чистых, закрытых помещениях
при температуре от +5°C до +40°C и влажности 80%

Дата производства: 20.10.2015

Серия 2

Годеи до: 20.10.2018



6шт

Регистрационное удостоверение №xxxxx от xxxxxxxxxx.

Производитель: ООО «БИОФАРМУС»

142100, РФ, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская д. 1

Тел./факс (495) 580 - 30 - 69

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД.

Беруши

из микрокристаллического воска не подлежат дезинфекции и требуют аккуратного обращения. При наличии малейшего загрязнения необходимо утилизировать беруши. Хранить беруши после использования необходимо в вате. Беруши рассчитаны на многократное применение, тем не менее рекомендовано применять беруши из микрокристаллического воска не более 5 раз.

Не допускается повторное использование

обычным способом. Они не токсичны и не могут принести вред организму. Если беруши застряли в ушном проходе, не пытайтесь извлечь их, применяя большие усилия или используя такие предметы как пинцет и ватная палочка. Вы только будете проталкивать их дальше в ушной проход и можете нанести себе этим вред. Осмотритесь у лора. Только он имеет необходимые инструменты для удаления инородного материала из ватного уха. Ваш семейный доктор или местный пункт первой помощи не имеют оснащения для решения такой проблемы.

**Вкладыши ушные, беруши «ТРЭВЕЛДРИМ»
ультракомфортные из вспененного полиуретана.**
ТУ №9398-011-61533319-2015

Взрослым и детям с 5 лет

Для профилактики заболеваний органов слуха, отита, ушных болей различной природы, а также для защиты от повышенного уровня шума, от попадания в ушные каналы загрязнений (воды, пыли, песка) и сопутствующих им инфекций.

Способ применения, противопоказания и побочные действия смотри в инструкции.



Хранить в потребительской упаковке в сухих, чистых, закрытых помещениях при температуре от +5°C до +40°C и влажности 80%

Дата производства: 20.10.2015 **Серия 1**

Годен до: 20.10.2018



2 шт

Регистрационное удостоверение №ххххх от хххххххххх.

Производитель: **ООО «БИОФАРМУС»**

142100, РФ, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская д. 1

Тел./факс (495) 580 - 30 - 69

с красящими веществами и растворителями.
Храните беруши в полиэтиленовом пакете и
для полипропиленовой коробке.

Краткие технические характеристики

Технические характеристики беруш
соответствуют приведенным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование характеристики	Единица измерения	Значение характеристик и
Масса	г	1,5±0,1
Длина	мм	24±1
Диаметр у основания	мм	15±1
Радиус вершины (притупления)	мм	7±0,5

В документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью
(2004/ре) листа(ов)
Генеральный директор ООО «БИОФАРМУС»
А.В. Погодин
А.В. Погодин

