







Аппарат рентгенотерапевтический Т-300 с принадлежностями



Устройство крепления рентгеновского излучателя




Излучатель рентгеновский




Кабель высокого напряжения

Устройство для смены фильтров






Шкаф управления




Генератор высоковольтный




Модуль управления


Устройство охлаждения рентгеновского излучателя




Тип масло-вода




Тип масло-воздух



Щит распределительный со светофором сигнальным



Аппликаторы





Фильтры рентгеновского излучения



Рабочая станция управления аппаратом (компьютер управляющий, монитор, клавиатура, мышь, ИБП)




Пульт управления



Камера контроля

Программное обеспечение управления аппаратом






Стол пациента


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Общий вид аппарат Т-300 с закрепленным аппликатором



I. Аппарат рентгенотерапевтический Т-300


Общий вид аппарат Т-300 с закрепленным аппликатором




- 1 = Рукоятка управления
- 2 = Устройство крепления
- 3 = Излучатель рентгеновский
- 4 = Устройство смены фильтров
- 5 = Кабель высоковольтный

Состав аппарата:


1. Устройство крепления рентгеновского излучателя.



2. Излучатель рентгеновский





3. Кабель высокого напряжения – не более 2 шт.



Резиновый конус

Контакт высокого
напряжения

4. Устройство смены фильтров.





Устройство смены фильтров с держателем аппликатора


5. Шкаф управления




в составе:

5.1. Генератор высоковольтный – не более 2 шт..





5.2. Модуль управления.



6. Устройство охлаждения рентгеновского излучателя.





Внешний вид устройства охлаждения (тип масло-воздух)



Внешний вид устройства охлаждения (тип масло-вода)


7. Щит распределительный со светофором сигнальным.









В распределительном щите расположена внутренняя проводка с предохранителями, реле, предохранительный выключатель 20 А/ 30 мА, устройство защиты от перенапряжения, сервисная розетка.

8. Аппликаторы – не более 14 шт.








9. Фильтры рентгеновского излучения— не более 7 шт.





10. Рабочая станция управления аппаратом (компьютер управляющий, монитор – не более 2 шт., клавиатура, мышь, ИБП)



11. Пульт управления



12. Камера контроля – не более 3 шт.



13. Программное обеспечение управления аппаратом (система верификации, база данных пациентов, техническое обслуживание) RadControl-II (RC2) v.3.02

Программное обеспечение (Software):

(Аппарат рентгенотерапевтический Т-300 с принадлежностями)

Программное обеспечение управления аппаратом RadControl-II (RC2) v.3.02 и выше
(предназначено для проведения рентгенотерапии, для осуществления верификации режимов облучения рентгенотерапевтического аппарата.

Система верификации позволяет наглядно увидеть дозовые распределения и провести поверочные замеры и расчеты.)

Provider Access Software (ControlStation) on Microsoft Windows XP Professional (32 Bit),
Microsoft Windows 7 Ultimate (32 Bit) или новее




Производитель: Wolf-Medizintechik GmbH, Германия. Версия ПО на диске: v.3.02

II. Принадлежности

1. Запасные части:


1.1. Излучатель рентгеновский.



1.2. Устройство охлаждения рентгеновского излучателя (тип: масло-воздух, масло-вода)




Внешний вид устройства охлаждения (тип масло-воздух)




Внешний вид устройства охлаждения (тип масло-вода)

1.3. Генератор высоковольтный - не более 2 шт.



1.4. Комплект изделий для рабочей станции (компьютер управляющий, монитор, клавиатура, мышь, ИБП) – не более 3 шт.



Рабочая станция (компьютер, монитор, клавиатура, мышь, ИБП).


1.5. Светофор сигнальный




2. Стол пациента.



3. Аппликатор дополнительный – не более 20 шт.




4. Устройство контроля качества излучения



5. Камера ионизационная

и

6 Электрометр




7. Камера USB – не более 4 шт.




8. Интерком:

8.1. Видеокамера – не более 2 шт.;



8.2. Микрофон;



8.3. Кабели соединительные – не более 10 шт.;



8.4. Монитор интеркома – не более 2 шт.




9. Набор для монтажа и ремонта

9.1 Захват для крепления аппликаторов;




9.2 Тележка подъемная транспортировочная;



9.3 Смазка силиконовая в емкости не более чем по 250 мл – не более 2 шт.



9.4 Предохранители – не более 30 шт.;



9.5 Емкость с краской по 10 мл – не более 3 шт.;




9.6 Емкость с растворителем для краски по 10 мл – не более 3 шт.




9.7 Пластины металлические для выравнивания уровня – не более 30 шт.;



9.8 Крепеж (болты, дюбели) – не более 30 шт.



9.9 Устройство микро-сенсорное для ограничения поворота рентгеновской трубки – не более 2 шт.;



9.10 Датчик для устройства смены фильтров.



10. Устройство конвертации изображения.



11. Программное обеспечение управления аппаратом – не более 3 шт. (на CD дисках)
RadControl-II (RC2) v.3.02 (версия 3.02 и выше)

Программное обеспечение (Software):

(Аппарат рентгенотерапевтический Т-300 с принадлежностями)

Программное обеспечение управления аппаратом RadControl-II (RC2) v.3.02 и выше
(предназначено для проведения рентгенотерапии, для осуществления верификации режимов облучения рентгенотерапевтического аппарата.


Система верификации позволяет наглядно увидеть дозовые распределения и провести поверочные замеры и расчеты.)

Provider Access Software (ControlStation) on Microsoft Windows XP Professional (32 Bit),
Microsoft Windows 7 Ultimate (32 Bit) или новее



Производитель: Wolf-Medizintechik GmbH, Германия. Версия ПО на диске: v.3.02

12. Материал рентгенозащитный.



Счет прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
судья листов



В. В. Троценко