


1. Упаковка с имплантатом для коррекции ближнего зрения «Raindrop®» в устройстве для установки;
2. Шприц Norm-Ject 5 мл, с адаптером Луер-Лок;
3. Канюля (игла) Monoject тупоконечная 22G;
4. Карточка пациента;
5. Наклейки пациента идентификационные, 4 шт.;
6. Инструкция по применению;

Фотография 2

Имплантат для коррекции ближнего зрения «Raindrop®» в устройстве для установки. Упаковка имплантата - внешняя чашка и внутренняя чашка.



1. Внешняя чашка
2. Внутренняя чашка с кольцом из пенопласта
3. Укупорка из Тайвека
4. Наклейки пациента идентификационные, 4 шт.
5. Крышка внешней чашки


Фотография 3

Имплантат для коррекции ближнего зрения «Raindrop®» в устройстве для установки.
Упаковка имплантата - Флакон с V-образным дном



Фотография 4

Имплантат для коррекции ближнего зрения «Raindrop®» в устройстве для установки.
Имплантат извлечен из флакона



1. Устройство для установки имплантата;
2. Колпачок из политетрафторэтилена (ПТФЕ);
3. Дистальный конец устройства для установки с установленным имплантатом.

5 ml (6 ml) NORM-JECT® Luer Lock

NONPYROGENIC / NONTOXIC

Rx only

Sterile only in unopened undamaged package.

latex FREE



HENKE
SASS
WOLF

Keltenstraße 1

D-78532 Tuttlingen/Germany

(D) Einmalspritze. Nach einmaligem Gebrauch vernichten. (GB) Single-use syringe. Destroy after single use. (F) Seringue à usage unique. Détruire après utilisation. (E) Jeringa para un solo uso. Destruir una vez utilizada. (I) Siringa monouso. Eliminare dopo l'unico uso. (RUS) Одноразовый шприц. Уничтожить после одноразового применения.

2013/01

LOT 4E12048



STERILE EO




2014-05




2019-05

CE0535



Фотография 6

Канюля (игла) Monoject тупоконечная 22G




Фотография 7. Принадлежность.

Ручка зажимная к устройству для установки имплантата (в упаковке).




Фотография 8. Принадлежность.

Ручка зажимная к устройству для установки имплантата.



Фотография 9.

Имплантат для коррекции ближнего зрения «Raindrop®» в устройстве для установки в сборе с принадлежностью - ручкой зажимной для установки имплантата.



Прошнуровано, пронумеровано

1 12 / двенадцать

лист 06

Генеральный директор

ООО "Райфарм"

Дмитриев Д.В.

