

Комплекс в зависимости от потенциального риска применения относится к классу 26 по ГОСТ Р 51609; по электробезопасности – к классу 1 по ГОСТ Р 50267.0, Комплекс по электромагнитной совместимости соответствует ГОСТ Р 50267.02, по восприимчивости механических воздействий ГОСТ Р 50444-92.

Для эксплуатации комплекса рентгенодиагностического «ГАММАРЕНТ-БУККИ» на территории Российской Федерации учреждения и организации должны

- получить лицензию на проведение работ с источниками ионизирующего излучения;
- иметь заверенную копию регистрационного свидетельства на комплекс рентгеновский диагностический;
- оформить в территориальных органах Госсанэпиднадзора санитарно-эпидемиологическое заключение на условия работы с комплексом.

Рис. 1-1

Комплекс «ГАММАРЕНТ-БУККИ» - вертикальный штатив
(вариант для получения изображения на рентгеновской пленке)

