



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ВЕГА»

А. Бердичевский

2010 г.

М.П.

РУКОВОДСТВО

по эксплуатации Аптечки первой помощи (автомобильной) «Вега».

(наименование изделия медицинского назначения)

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Аптечка первой помощи (автомобильная) предназначена для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП с целью устранения угрожающих жизни нарушений в пределах компетенции водителей транспортных средств. Также аптечка может применяться для оказания первой помощи при травмах связанных с эксплуатацией автомобиля.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры футляра, не более, мм: 230 x 240 x 70. Масса аптечки составляет не более 1,5 кг. Аптечки содержит необходимые перевязочные средства, средства для остановки кровотечения, проведения искусственного дыхания при оказании первой помощи водителями транспортных средств.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Нет.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

При подготовке к оказанию первой помощи необходимо открыть футляр, надеть медицинские перчатки, приступить к оказанию помощи.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Для оказания первой помощи используются различные перевязочные средства, в зависимости от вида и локализации раны. При артериальном кровотечении для его остановки используется кровоостанавливающий жгут. Для проведения искусственного дыхания используется устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот».

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аптечка предназначена для хранения в автомобиле, в связи с чем, не содержит средств, не подлежащих хранению при высоких и низких температурах. Аптечка должна храниться в легко доступном месте, и быть доступной даже при ДТП в условиях возможного заклинивания дверей и крышки багажника

Зам. директора
по фармацевтической деятельности

(подпись)

С.А. Астапова
С.А. Астапова