




«УТВЕРЖДАЮ»



РУКОВОДСТВО

по эксплуатации Аптечка первой помощи (универсальная) «МИРАЛ».
(наименование изделия медицинского назначения)

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Аптечка первой помощи (универсальная) предназначена для оказания первой помощи пострадавшим и остро заболевшим в различных условиях.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры футляра, не более, мм: 230 x 240 x 70. Масса аптечки составляет не более 1,5 кг. Аптечки содержит необходимые перевязочные средства, средства для остановки кровотечения, проведения искусственного дыхания при оказании первой помощи водителями транспортных средств и различные медикаменты.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Нет.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

При подготовке к оказанию первой помощи необходимо открыть футляр, надеть медицинские перчатки, приступить к оказанию помощи.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Для оказания первой помощи используются различные перевязочные средства, в зависимости от вида и локализации раны. При артериальном кровотечении для его остановки используется кровоостанавливающий жгут. Для проведения искусственного дыхания используется устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот».

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аптечка должна храниться в легко доступном месте.

Зам. директора

по фармацевтической деятельности
(подпись)

Т.А. Торгашина