



Фото 1 Набор латексных контролей для анализаторов TEST1, 6 тестов (Latex Controls, 6 tests) № по кат. SI 305.100-A (общий вид)

Набор латексных контролей для анализаторов TEST1, 6 тестов

Latex Controls, 6 tests PY № ФСЗ 2008/02699 от 01 августа 2016
Только для диагностики in vitro

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Пробирка	Значение штрих-кода
2	1534 LOTXXX
3	0980 LOTXXX
4	0637 LOTXXX

Примечание: последние три цифры штрих-кода соответствуют номеру триплета пробирок

REF

№ по каталогу
SI 305.100-A

LOT

Лот №
2371A



Годен до:
2023-08-06



(01) 0 8056040 14122 9 (10) 2371A

Хранить до использования при 4-25°C
Хранить при 4-8 °C после первого использования

ПАСПОРТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Пробирка	Допустимый диапазон
2	(6-11) мм/ч
3	(15-22) мм/ч
4	(56-74) мм/ч



6



CONT 3



IVD



ESR_IFU_SI305_LATEXCONT
Documents available on www.alifax.com

Сделано в ИТАЛИИ
2023-02



АЛИФАКС С.р.л.
виа Петрарка, 2/1, 35020
Польверара, Падуя, Италия



АЛИФАКС С.р.л.
виа Мерано, 30 - 33045
НИМИС (УД) - Италия
Тел. +39 0490992000

Уполномоченный представитель изготовителя в РФ - ООО "Алифакс"
125367, г. Москва, ул. Габричевского, д.5, к. 1, комната 4-5, 21-22, 3-эт. пом.
1
+7(495)-544-50-55, info.russia@alifax.com

ESR_EL_SI30510X_LATEXCONT6_1-3_RU

Фото 2 Набор латексных контролей для анализаторов TEST1, 6 тестов (Latex Controls, 6 tests) № по кат. SI 305.100-A (вид на маркировку)



Фото 3 Набор латексных контролей для анализаторов TEST1, 6 тестов (Latex Controls, 6 tests) № по кат. SI 305.100-A (вид сбоку, на логотип)




Фото 4 Набор латексных контролей для анализаторов TEST1, 6 тестов (Latex Controls, 6 tests) № по кат. SI 305.100-A (пробирки Greiner)



Фото 5 Набор латексных контролей для анализаторов TEST1, 6 тестов (Latex Controls, 6 tests) № по кат. SI 305.102-A (общий вид)

Набор латексных контролей для анализаторов TEST1, 6 тестов

Latex Controls, 6 tests PY № ФСЗ 2008/02699 от 01 августа 2016
Только для диагностики in vitro

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Пробирка	Значение штрих-кода
2	1534 LOTXXX
3	0980 LOTXXX
4	0637 LOTXXX

Примечание: последние три цифры штрих-кода соответствуют номеру триплета пробирок

REF

№ по каталогу

SI 305.102-A

LOT

Лот №

2363B



Годен до:

2023-07-25



(01) 0 8056040 14122 9 (10) 2363B

Хранить до использования при 4-25°C

Хранить при 4-8 °C после первого использования

ПАСПОРТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Пробирка	Допустимый диапазон
2	(6-11) мм/ч
3	(15-22) мм/ч
4	(56-74) мм/ч




6

CONT 3



IVD



ESR IFU_SI305_LATEXCONT

Documents available on www.alifax.com



Сделано в ИТАЛИИ

2023-01



АЛИФАКС С.р.Л.
виа Петрарка, 2/1, 35020
Польверара, Падуа, Италия



АЛИФАКС С.р.Л.
виа Мерано, 30 - 33045
НИМИС (УД) - Италия
Тел. +39 0490992000

Уполномоченный представитель изготовителя в РФ - ООО "Алифакс"
125367, г. Москва, ул. Габричевского, д.5. к. 1, комната 4-5, 21-22, 3-эт, пом.
1
+7(495)-544-50-55, info.russia@alifax.com

ESR_EL_SI30510X_LATEXCONT_1-3_RU

Фото 6 Набор латексных контролей для анализаторов TEST1, 6 тестов (Latex Controls, 6 tests) № по кат. SI 305.102-A (вид на маркировку)



Фото 7 Набор латексных контролей для анализаторов TEST1, 6 тестов (Latex Controls, 6 tests) № по кат. SI 305.102-A (вид сбоку, на логотип)



Фото 8 Набор латексных контролей для анализаторов TEST1, 6 тестов (Latex Controls, 6 tests) № по кат. SI 305.102-A (пробирки Sarstedt)



Фото 9 Набор латексных контролей для анализаторов TEST1, 30 тестов (Latex Controls, 30 tests) № по кат. SI 305.300-A (общий вид)

Набор латексных контролей для анализаторов TEST1, 30 тестов

Latex Controls, 30 tests PY № ФСЗ 2008/02699 от 01 августа 2016
Только для диагностики in vitro

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Пробирка	Значение штрих-кода
2	1534 LOTXXX
3	0980 LOTXXX
4	0637 LOTXXX

Примечание: последние три цифры штрих-кода соответствуют номеру триплета пробирок

REF № по каталогу
SI 305.300-A

LOT Лот №
2371A

Годен до:
2023-08-06




(01) 0 8056040 14122 9 (10) 2371A

Хранить до использования при 4-25°C
Хранить при 4-8 °C после первого использования

ПАСПОРТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ


Пробирка	Допустимый диапазон
2	(6-11) мм/ч
3	(15-22) мм/ч
4	(56-74) мм/ч



CONT 15



IVD



ESR_IFU_SI305_LATXCONT
Documents available on www.alifax.com

Сделано в ИТАЛИИ
2023-02



АЛИФАКС С.р.л.
виа Петрарка, 2/1, 35020
Польдзери, Падуа,
Италия.



АЛИФАКС С.р.л.
виа Мерано, 30 - 33045
НИМИС (УД) - Италия
Тел. +39 0490992000

Уполномоченный представитель изготовителя в РФ - ООО "Алифакс"
125367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 5, к. 1, комната 4-5, 21-22, 3-эт, пом.
1
+7(495)-544-50-55, info.russia@alifax.com

ESR_EL_SI30530X_LATXCONT30_1-3_RU

Фото 10 Набор латексных контролей для анализаторов TEST1, 6 тестов (Latex Controls, 30 tests) № по кат. SI 305.300-A (вид на маркировку)



Фото 11 Набор латексных контролей для анализаторов TEST1, 30 тестов (Latex Controls, 30 tests) № по кат. SI 305.300-A (вид сбоку, на логотип)




Фото 12 Набор латексных контролей для анализаторов TEST1, 30 тестов (Latex Controls, 30 tests) № по кат. SI 305.300-A (пробирки Greiner)



Фото 13 Набор латексных контролей для анализаторов TEST1, 30 тестов (Latex Controls, 30 tests) № по кат. SI 305.302-A (общий вид)

Набор латексных контролей для анализаторов TEST1, 30 тестов

Latex Controls, 30 tests PY № ФСЗ 2008/02699 от 01 августа 2016
Только для диагностики in vitro

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Пробирка	Значение штрих-кода
2	1534 LOTXXX
3	0980 LOTXXX
4	0637 LOTXXX

Примечание: последние три цифры штрих-кода соответствуют номеру триплета пробирок

REF № по каталогу
SI 305.302-A

LOT Лот №
2363B



(01) 0 8056040 14122 9 (10) 2363B


Годен до:
2023-07-25

Хранить до использования при 4-25°C

Хранить при 4-8 °C после первого использования

ПАСПОРТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Пробирка	Допустимый диапазон
2	(6-11) мм/ч
3	(15-22) мм/ч
4	(56-74) мм/ч



30

CONT 15



IVD



ESR_IFU_SI305_LATEXCONT
Documents available on www.alifax.com

Сделано в ИТАЛИИ

2023-01



АЛИФАКС С.р.Л.
виа Петракка, 2/1, 35020
Польверара, Падуа,
Италия.



АЛИФАКС С.р.Л.
виа Мерано, 30 - 33045
НИМИС (УД) - Италия
Тел. +39 0490992000

Уполномоченный представитель изготовителя в РФ - ООО "Алифакс"
125367, г. Москва, ул. Габричевского, д.5. к. 1, комната 4-5, 21-22, 3-эт, пом.
1
+7(495)-544-50-55, info.russia@alifax.com

ESR_EL_SI30530X_LATEXCONT30_1-3_RU

Фото 14 Набор латексных контролей для анализаторов TEST1, 30 тестов (Latex Controls, 30 tests) № по кат. SI 305.302-A (вид на маркировку)



Фото 15 Набор латексных контролей для анализаторов TEST1, 30 тестов (Latex Controls, 30 tests) № по кат. SI 305.302-A (вид сбоку, на логотип)



Фото 16 Набор латексных контролей для анализаторов TEST1, 30 тестов (Latex Controls, 30 tests) № по кат. SI 305.302-A (пробирки Sarstedt)



Фото 17 Набор латексных калибраторов для анализаторов TEST1, 6 тестов (Latex Calibrators, 6 tests) № по кат. SI 305.400-A (общий вид)

Набор латексных калибраторов для анализаторов TEST1, 6 тестов

Latex Calibrators, 6 tests PY № ФСЗ 2008/02699 от 01 августа 2016

Только для диагностики in vitro
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Пробирка	Значение штрих-кода
2	1419 LOTXXX
3	0806 LOTXXX
4	0477 LOTXXX

REF Каталогный номер
SI 305.400-A

LOT Лот №
2359C

Годен до:
2023-07-11



(01)0 8056040 14122 9 (10) 2359C

Примечание: последние три цифры
штрих-кода соответствуют номеру
триплета пробирок

Хранить до использования при 4-25°C
Хранить при 4-8 °C после первого использования

ПАСПОРТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Пробирка	Среднее значение	Допустимый диапазон
2	7 мм/ч	(5-9) мм/ч
3	26 мм/ч	(21-31) мм/ч
4	73 мм/ч	(63-83) мм/ч



CONT 21



IVD

25 °C
4 °C



ESR_IFU_SI30540X_LATEXCAL
Documents available on www.alifax.com

Сделано в ИТАЛИИ
2023-01



АЛИФАКС С р Л
виа Петрарка, 2/1, 35020
Польверара, Падуа, Италия



АЛИФАКС С р Л
виа Мерано, 30 - 33045
НИМИС (УД) - Италия
Тел. +39 0490992000

Уполномоченный представитель изготовителя в РФ - ООО "Алифакс"
125367, г. Москва, ул. Габричевского, д.5. к. 1, комната 4-5, 21-22, 3-эт, пом.
1
+7(495)-544-50-55, info.russia@alifax.com

ESR_EL_SI30540X_LATEXCAL_2-0_RU

Фото 18 Набор латексных калибраторов для анализаторов TEST1, 6 тестов
(Latex Calibrators, 6 tests) № по кат. SI 305.400-A (вид на маркировку)



Фото 19 Набор латексных калибраторов для анализаторов TEST1, 6 тестов (Latex Calibrators, 6 tests) № по кат. SI 305.400-A (вид сбоку, на логотип)



Фото 20 Набор латексных калибраторов для анализаторов TEST1, 6 тестов




Фото 21 Набор латексных калибраторов для анализаторов TEST1, 6 тестов (Latex Calibrators, 6 tests) № по кат. SI 305.400-A (промывающий раствор (вода), пробирки Greiner)



Фото 22 Набор латексных калибраторов для анализаторов TEST1, 6 тестов (Latex Calibrators, 6 tests) № по кат. SI 305.402-A (общий вид)

Набор латексных калибраторов для анализаторов TEST1, 6 тестов

Latex Calibrators, 6 tests PY № ФСЗ 2008/02699 от 01 августа 2016

Только для диагностики in vitro
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Пробирка	Значение штрих-кода
2	1419 LOTXXX
3	0806 LOTXXX
4	0477 LOTXXX

REF Каталогный номер
SI 305.402-A

LOT Лот №
2240E

 Годен до:
2022-05-02




Примечание: последние три цифры
штрих-кода соответствуют номеру
триплета пробирок

Хранить до использования при 4-25°C

Хранить при 4-8 °C после первого использования

ПАСПОРТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ


Пробирка	Среднее значение	Допустимый диапазон
2	7 мм/ч	(5-9) мм/ч
3	26 мм/ч	(21-31) мм/ч
4	73 мм/ч	(63-83) мм/ч



CONT 21



IVD



ESR_IFU_S30540X_LATEXCAL
Documents available on www.alifax.com

Сделано в ИТАЛИИ

2021-11



АЛИФАКС С.р.Л.
виа Петрарка, 2/1, 35020
Польверара, Падуя, Италия



АЛИФАКС С.р.Л.
виа Мерано, 30 - 33045
НИММIS (UD) - Италия
Тел. +39 0490992000

Уполномоченный представитель изготовителя в РФ - ООО "Алифакс"
125387, г. Москва, ул. Габричевского, д.5. к. 1, комнаты 4-5, 21-22, 3-эт. пом.
1
+7(495)-544-50-55, info.russia@alifax.com

ESR_EL_S30540X_LATEXCAL6_2-0_RU

Фото 23 Набор латексных калибраторов для анализаторов TEST1, 6 тестов
(Latex Calibrators, 6 tests) № по кат. SI 305.402-A (вид на маркировку)



Фото 24 Набор латексных калибраторов для анализаторов TEST1, 6 тестов (Latex Calibrators, 6 tests) № по кат. SI 305.402-A (вид сбоку, на логотип)




Фото 25 Набор латексных калибраторов для анализаторов TEST1, 6 тестов (Latex Calibrators, 6 tests) № по кат. SI 305.402-A (пробирки Sarstedt)




Фото 26 Набор латексных калибраторов для анализаторов TEST1, 6 тестов (Latex Calibrators, 6 tests) № по кат. SI 305.402-A (промывающий раствор (пола) пробирки Serstedt)

В данном документе
пронумеровано и прошито

26 двадцать

лист(а)ов шесть



ООО «АЛИФАКС»