




Фотографическое изображение общего вида
медицинского изделия вместе с принадлежностями

ИМПЛАНТАТЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
Premium TG
с принадлежностями

Компонент № 1: Имплантаты

Позиция 1.3 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ








Имплантат Premium TG ZIRTI, диаметр 4,25 мм, длина 15 мм

Компонент № 2: Абатменты



Позиция 2.1 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ





Абатмент постоянный прямой с шестигранником,
диаметр 4,80 мм (М), длина 7,1 мм, высота 4 мм



Позиция 2.2 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ





Абатмент постоянный угловой 15 град. с шестигранником,
диаметр 4,80 мм (М), длина 9,18 мм, высота 6 мм


Позиция 2.3 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ






Абатмент постоянный угловой 20 град. с шестигранником,
диаметр 4,80 мм (М), длина 9,54 мм, высота 5,9 мм


Позиция 2.4 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ






Абатмент фрезеруемый стандартный конический с шестигранником,
диаметр 4,80 мм (М), длина 13,1 мм, высота 10 мм



Позиция 2.5 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ





Абатмент фрезеруемый стандартный цилиндрический с шестигранником,
диаметр 4,80 мм (М), длина 12,75 мм, высота 10 мм



Позиция 2.6 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ






Абатмент из сплава с шестигранником,
диаметр 4,80 мм (М), длина 7,25 мм, высота шейки 1,8 мм


Позиция 2.7 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ






Абатмент из сплава без шестигранника,
диаметр 4,80 мм (М), длина 5,75 мм, высота шейки 1,8 мм


Позиция 2.8 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ






Абатмент выжигаемый с шестигранником,
диаметр 4,80 мм (М), длина 12,75 мм, высота 10 мм



Позиция 2.9 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ






Абатмент выжигаемый без шестигранника,
диаметр 4,80 мм (М), длина 11,25 мм, высота 10 мм


Позиция 2.10 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ






Абатмент промежуточный прямой с шестигранником,
диаметр 5,80 мм (W), длина 4,2 мм, высота 1 мм



Позиция 2.11 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ





Абатмент промежуточный из сплава с шестигранником,
диаметр 5,80 мм (W), длина 5,1 мм, высота шейки 1,8 мм

Позиция 2.12 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ





Основание T-Connect с шестигранником для одиночных протезов,
диаметр 4,80 мм (М), длина 7,55 мм, высота 4 мм


sweden & martina
IMPLANTOLOGY

PREMIUM TG
KOHNO TG

MILLABLE POST

REF A-TG-CAMTABUF-M08

LOT 0000333225

D7701185973/SS7000332563Y

MILLABLE TITANIUM ABUTMENT PREMIUM TG, MEDIUM
PLATFORM, BLANKS D.8 MM

Абатмент фрезеруемый CAD/CAM (заготовка)
титановый с шестигранником, диаметр 4,80 мм (M),
эффективный диаметр 8,00 мм, длина 12,75 мм

CE
0476

CAUTION: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

Do not
reuse

Non-sterile

Rx Only

Caution

Consult
instruction for use

Sweden & Martina S.p.A.
35020 Due Carrare (PD), Italy

www.sweden-martina.com

Регистрационное удостоверение № RU.77.01.185973.0003332563Y


Производитель: "Свиден энд Мартина С.п.А.", Италия; SwedenMartina S.p.A.,
Via Veneto, 10 35020 Due Carrare (PD), Italy

Уполномоченный представитель: ООО «Рустандарт»РФ, 127322, г. Москва, ул.
Миласенкова, дом 1, кв. 68. Тел./факс: +7 495 6100925, info@rustandard.com

Класс Б по СанПиН 2.1.7.2790-10


Изделия в стерильной упаковке: срок годности указан на упаковке

Изделия в нестерильной упаковке: срок годности не ограничен



Абатмент фрезеруемый CAD/CAM (заготовка) титановый с шестигранником, диаметр 4,80 мм (М), эффективный диаметр 8,00 мм, длина 12,75 мм



Позиция 2.14 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ






Абатмент фрезеруемый CAD/CAM (заготовка) из кобальто-хромового сплава с шестигранником
диаметр 4,80 мм (М), эффективный диаметр 8,00 мм, длина 12,75 мм



Позиция 2.15 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ





Абатмент прямой цельный,
диаметр 4,80 мм (М), длина 10,5 мм, высота 4 мм



Позиция 2.16 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ





Абатмент промежуточный прямой титановый без шестигранника,
диаметр 4,80 мм (М), длина 8 мм, высота 1,4 мм


Позиция 2.17 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ






Абатмент Locator (производства «Zest Anchors, LLC», США),
диаметр 4,80 мм (М), длина 7,41 мм, высота 0,2 мм

Позиция 2.18 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ







Абатмент (аттачмент) шаровидный цельный,
диаметр 4,80 мм (М), длина 10,13 мм

3. Принадлежности для протезирования на уровне имплантата



Позиция 3.1 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ





Винт-заглушка,
диаметр номинальный (эффективный) 4,80(3,45) мм (М)

Позиция 3.2 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ





Формирователь десны прямой
диаметр 4,80 мм (М), длина 7,7 мм, высота 1,3 мм

Позиция 3.3 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ

 **sweden & martina**
IMPLANTOLOGY

M PREMIUM TG
KOHNO TG
HEALING ABUTMENT

REF A-TG-TMGR-M-13 **LOT** 0000285011


+D7701067723/\$S70000285011L

TRANSGINGIVAL HEALING CAP H 1,3 MM ANATOMICAL
PROFILE PRE-KOH TG, MEDIUM PLATFORM
Формирователь десны анатомический,
диаметр 4,80 мм (M), длина 7,7 мм, высота 1,3 мм


0476

CAUTION: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

 Do not reuse  Non-sterile  Rx Only  Caution  Consult instruction for use  Sweden & Martina S.p.A.
35020 Due Carrare (PD), Italy
www.sweden-martina.com


Регистрационное удостоверение № 

Производитель: "Свиден энд Мартина С.п.А.", Италия; SwedenMartina S.p.A.
Via Veneto, 10 35020 Due Carrare (PD), Italy

Уполномоченный представитель: ООО «Рустандарт» ПФ, 127322, г. Москва, ул.
Милашенкова, дом 1, кв. 68. Тел./факс: +7 495 6100925, info@rustandard.com

Класс Б по СанПиН 2.1.7.2790-10



Изделия в стерильной упаковке: срок годности указан на упаковке
Изделия в нестерильной упаковке: срок годности не ограничен





Формирователь десны анатомический,
диаметр 4,80 мм (М), длина 7,7 мм, высота 1,3 мм

Позиция 3.4 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ





Аналог имплантата,
диаметр 4,80 мм (М), длина 14,6 мм


sweden & martina
IMPLANTOLOGY

PREMIUM TG
KOHNO TG

TRANSFER

REF A-TG-TRAP-M

LOT 0000289672

+D7700887233/\$\$700002896720

PULL-UP TRANSFER FOR PRE-KOH TG,
MEDIUM PLATFORM

Трансфер Pull-up,
диаметр 4,80 мм (M), длина 12,35 мм

CE
0476

CAUTION: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

Do not
reuse

Non-sterile

Rx Only


Caution

Consult
instruction for use

Sweden&Martina S.p.A.
35020 Due Carrare (PD), Italy



www.sweden-martina.com


ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Трансфер Pull-up,
диаметр 4,80 мм (М), длина 12,35 мм


Позиция 3.6 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ






Трансфер для открытой ложки,
диаметр 4,80 мм (М), длина 11,75 мм

Позиция 3.7 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ




Регистрационное удостоверение № 
Производитель: "Свиден энд Мартина С.п.А.", Италия; SwedenMartina S.p.A.
Via Veneto, 10 35020 Due Carrare (PD), Italy
Уполномоченный представитель: ООО «Рустандарт»РФ, 127322, г. Москва, ул.
Милашенкова, дом 1, кв. 68. Тел./факс: +7 495 6100925, info@rustandard.com
Класс Б по СанПиН 2.1.7.2790-10
Изделия в стерильной упаковке: срок годности указан на упаковке
Изделия в нестерильной упаковке: срок годности не ограничен





Винт для трансфера М1,8, длина 20 мм

Позиция 3.8 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ

**sweden & martina**
IMPLANTOLOGY


M

PREMIUM TG
KOHNO TG

PROVISIONAL POST

REF A-TG-MPSP-M

LOT 0000217895


D7700874843/\$\$700002178951

SIMPLE TEMPORARY POST PEEK EXTERNAL PROFILE,
REPOSITIONABLE, PRE-KOH TG, MEDIUM PLATFORM
Абатмент SIMPLE временный пластиковый с
шестигранником, диаметр 4,80 мм (M), длина 12,75
мм, высота 10 мм

CE
0476

CAUTION: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

Do not reuse

Non-sterile

Rx Only

Caution

Consult instruction for use

Sweden & Martina S.p.A.
35020 Due Carrare (PD), Italy
www.sweden-martina.com

Регистрационное удостоверение № 


Производитель: "Свиден энд Мартина С.п.А.", Италия; SwedenMartina S.p.A.,
Via Veneto, 10 35020 Due Carrare (PD), Italy

Уполномоченный представитель: ООО «Рустандарт»РФ, 127322, г. Москва, ул.
Миласенкова, дом 1, кв. 68. Тел./факс: +7 495 6100925, info@rustandard.com

Класс Б по СанПиН 2.1.7.2790-10



Изделия в стерильной упаковке: срок годности указан на упаковке
Изделия в нестерильной упаковке: срок годности не ограничен


PG



Абатмент SIMPLE временный пластиковый с шестигранником,
диаметр 4,80 мм (М), длина 12,75 мм, высота 10 мм



Позиция 3.9 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ






Абатмент SIMPLE временный титановый с шестигранником,
диаметр 4,80 мм (М), длина 13 мм, высота 10 мм



Позиция 3.10 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ





Абатмент SIMPLE временный титановый без шестигранника
диаметр 4,80 мм (М), длина 11,45 мм, высота 10 мм

Позиция 3.11 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ





Винт для абатментов М1,8, длина 7,1 мм


sweden & martina
IMPLANTOLOGY

M

PREMIUM TG
KOHNO TG

CASTABLE CAP

REF A-TG-CAPCM-M

LOT 0000286443

D7700875003/\$\$70000286443S

CASTABLE CAP FOR PREMADE POSTS
REPOSITIONABLE, PRE-KOH TG, MEDIUM PLATFORM
Колпачок выжигаемый для абатментов с
шестигранником, диаметр 4,80 мм (M), длина 8,2 мм

CAUTION: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

Do not
reuse

Non-sterile

Rx Only

Caution

Consult
instruction for use

Sweden&Martina S.p.A.
35020 Due Carrare (PD), Italy



www.sweden-martina.com






Колпачок выжигаемый для абатментов с шестигранником,
диаметр 4,80 мм (М), длина 8,2 мм



Позиция 3.13 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ






Цилиндр выжигаемый для постоянных угловых 20 град. абатментов,
диаметр 4,80 мм (М), длина 12,7 мм



Позиция 3.14 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ






Винт М1,4 для протезных конструкций, длина 5,2 мм



Позиция 3.15 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ





Цилиндр выжигаемый для абатментов из сплава,
диаметр 4,80 мм (М), длина 10 мм

Позиция 3.16 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ





Колпачок заживляющий для цельных абатментов,
диаметр 4,80 мм (М), длина 8,2 мм

sweden & martina
IMPLANTOLOGY


M

PREMIUM TG
KOHNO TG

SNAP ON CAP

REF A-TG-CAPIM-M

LOT 0000061922



D7700874983/\$\$7000061922

SNAP ON CAP FOR CLOSED TRAY IMPRESSION, PRE-
KOH TG, MEDIUM PLATFORM
Колпачок слепочный,
диаметр 4,80 мм (M), длина 8,2 мм

CE
0476

CAUTION: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.



Do not
reuse



Non-sterile



Caution




Consult
instructions for use



Sweden & Martina S.p.A.
35020 Due Carrare (PD), Italy

www.sweden-martina.com



Регистрационное удостоверение №
Производитель: "Свиден энд Мартина С.п.А.", Италия; SwedenMartina S.p.A.,
Via Veneto, 10 35020 Due Carrare (PD), Italy
Уполномоченный представитель: ООО «Рустандарт»РФ, 127322, г. Москва, ул.
Милашенкова, дом 1, кв. 68. Тел./факс: +7 495 6100925, info@rustandard.com
Класс Б по СанПиН 2.1.7.2790-10
Изделия в стерильной упаковке: срок годности указан на упаковке
Изделия в нестерильной упаковке: срок годности не ограничен






Колпачок слепочный,
диаметр 4,80 мм (М), длина 8,2 мм

Позиция 3.18 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ







Аналог прямого цельного абатмента
диаметр 4,80 мм (М), длина 18,6 мм, высота 4 мм



4. Принадлежности для протезирования на уровне абатмента

Позиция 4.1 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ








Винт для промежуточных абатментов с шестигранником М2, длина 7,8 мм








Колпачок заживляющий,
диаметр 5,80 мм (W), длина 5,1 мм







Трансфер для открытой ложки с шестигранником,
диаметр 5,80 мм (W), длина 10 мм





Аналог промежуточного абатмента,
диаметр 5,80 мм (W), длина 16,1 мм



Позиция 4.5 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ





Цилиндр титановый с шестигранником,
диаметр 5,80 мм (W), длина 10 мм

Позиция 4.6 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ





Цилиндр выжигаемый с шестигранником,
диаметр 5,80 мм (W), длина 10 мм

sweden & martina
IMPLANTOLOGY

PREMIUM TG
KOHNO TG

TRANSFER SCREW

REF A-TG-VTRABU-140

LOT 0000062934







+D7700880573/510000062934

SCREW FOR ABUTMENT TRANSFER M1.4,
PRE-KOH TG
Винт М1,4 для трансфера, длина 15,3 мм

CE
0476

CAUTION: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

 Do not reuse

 Non-sterile

 Rx Only

 Caution

 Consult instruction for use

 Sweden & Martina S.p.A.
35020 Due Carrare (PD), Italy
www.sweden-martina.com








Винт М1,4 для трансфера, длина 15,3 мм

5. Принадлежности для изготовления индивидуальных абатментов



Позиция 5.1 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ






Трансфер ЕСНО с шестигранником для имплантата,
диаметр 4,80 мм (М), длина 17,4 мм

Позиция 5.2 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ





Трансфер ЕСНО для абатмента,
диаметр 4,80 мм (М), длина 15 мм

sweden & martina
IMPLANTOLOGY

PREMIUM TG
KOHNO TG

POST SCREW

REF A-TG-VMZ-200

LOT 0000332574

+D7700887263/\$\$70000332574

FINAL SCREW M2,0 FOR ZIRCONIUM PILLAR
PRE/KOH TG, WIDE PLATFORM
Винт для фиксации ЕCHO-протезных конструкций
из оксида циркония М2, длина 10,5 мм

CE
0476

CAUTION: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

Do not reuse

Non-sterile

Rx Only

Caution

Consult instruction for use



Sweden&Martina S.p.A.
35020 Due Carrare (PD), Italy
www.sweden-martina.com


ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Винт для фиксации ЕСНО-протезных конструкций
из оксида циркония М2, длина 10,5 мм

Позиция 5.4 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ








Трансфер сканируемый пластиковый,
диаметр 5,80 мм (W), длина 9,75 мм

6. Принадлежности для изготовления для съемных протезов с шаровидным креплением

Позиция 6.1 в приложении к заявлению о государственной регистрации МИ





Аналог цельного шаровидного абатмента (аттачмента),
диаметр 4,80 мм (М), длина 17,93 мм

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
51/наброски листов.
Подпись: Р.В. Малунцев

