

"УТВЕРЖДАЮ"



Руководитель отдела
по управлению качеством
ООО «ФИЛИПС»


О.В.Бахвалова

"16" ноября 2016г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

**«Система для внутрисосудистых ультразвуковых
исследований в исполнениях: Volcano CORE,
Volcano CORE Mobile, с принадлежностями»**

Общая фотография Системы для внутрисосудистых ультразвуковых исследований в исполнении: Volcano CORE, Volcano CORE Mobile, с принадлежностями.







Система для внутрисосудистых ультразвуковых исследований Volcano CORE Mobile

I. Базовый состав:

1. Volcano CORE в составе:

1.1. Монитор медицинского назначения для использования в пространстве пациента.




1.2. Монитор немедицинского класса для использования вне пространства пациента.



1.3. Панель управления, расположенная в аппаратной.



1.4. Панель управления, расположенная в смотровой.



1.5. Рабочая станция.



1.6. Аккумулятор материнской платы.



1.7. Модуль интерфейса пациента (PIM).



1.8. Коробка соединительная.




1.9. Привод DVD.




1.10. Трансформатор разделительный.



1.11. Кабель РІМ, 5м.



1.12. Кабель питания переменного тока для подключения рабочей станции к разделительному трансформатору, 1м.



1.13. Руководство оператора Volcano CORE/s5i.

Система Volcano CORE/s5i



Система Precision Guided Therapy
Volcano CORE[®]/s5i[®]

Руководство оператора

Кат. № 505-1901.08

Для использования со всеми интегрированными системами Volcano

Программное обеспечение версии 3.4.X/3.5.X

2. Volcano CORE Mobile в составе:

2.1. Монитор медицинского назначения.



2.2. Блок управления:
- панель управления;



- рабочая станция;



- аккумулятор материнской платы;




- модуль интерфейса пациента (РІМ);



- панель соединительная;



- привод DVD;




- тележка.



2.3. Трансформатор разделительный.



2.4. Кабель РІМ, 5м.




2.5. Кабель питания переменного тока 100-240В, 3м.



2.6. Кабель питания переменного тока 220-240В, 3 м.



2.7. Руководство оператора Volcano CORE Mobile.




II. Принадлежности:

1. Модуль поворотный Revo.




2. Модуль интерфейса пациента FFR.



3. Преобразователь сканируемой информации в полный сигнал.



4. Джойстик с контроллером.



5. Клавиатура.



6. Видеокоммутатор.



7. Видеоусилитель двухканальный.



8. Видеоусилитель четырехканальный.



9. Фотопринтер Epson серии 200.




10. Накладка для клавиатуры.



11. Адаптер порта дисплея, DVI.




12. Адаптер порта дисплея, HDMI.





13. Адаптер порта дисплея, VGA.




14. Кабель ЭКГ соединительный разветвляющийся, 0,366 м (не более 3шт).








15. Кабель ЭКГ соединительный, 1 м (не более 4 шт).












16. Кабель ЭКГ соединительный, разветвляющийся, 1 м (не более 3 шт).









17. Кабель ЭКГ соединительный, 3 м (не более 4 шт).










18. Кабель ЭКГ соединительный Quinton, 4,6 м.



19. Кабель ЭКГ соединительный Mennen, 4,6 м.




20. Кабель РІМ, 3м.



21. Кабель соединительный VGA, 3м.



22. Кабель соединительный DVI-D, 3м.




Avito

23. Кабель USB для подключения оборудования типа А к типу В, 3м.



24. Кабель панели управления заземляющий.



25. Кабель джойстика заземляющий, 3м.



26. Предохранитель 12А: настройка изоляционного трансформатора 100 В.



27. Предохранитель 10А: настройка изоляционного трансформатора 120 В.



28. Предохранитель 5А: настройка изоляционного трансформатора 240 В





ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРОШНУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
68 ЛИСТА (ОВ)