

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ

ОКЛ 94 3750

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО "Казанский медико-

инструментальный завод



Н.Х. Шакиров

20.05 1996г.

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ И МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВЫХ
ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ ИММЗ - "КМЧЗ" ①

Этикетка

3872.3.711.032 ЭТ



СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

АО "КМЧЗ"

В.Ш. Винокур

17.05 1996г.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Инструменты, входящие в набор, (кроме кисточек) подвергаются дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства "Лотос" путем 2-х кратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в дезинфицирующем растворе, с интервалом между протираниями 10...15 минут.

ХРАНЕНИЕ

Наборы в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытых помещениях при температуре от + 5° до + 40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Наборы инструментов для изготовления металлокерамических и металлопластмассовых зубных протезов соответствуют ТУ 3872.3.711.032-98 и признаны годными для эксплуатации.

9437-054-05519588-1001

ОТК _____

Дата изготовления _____

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации наборов - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения - 3 года со дня изготовления.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию-изготовителю по адресу: 420022, г.Казань, ул.С.Сайдашева, д.12, Казанский медико-инструментальный завод.

Подпись и дата

Имя, № докум.

Взам, инв. №

Подпись и дата

№ полл.