


ОКП 94 3510

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО

«Полимерные изделия»



Р.А. Ахмадуллин

ЗАЖИМ ПУПОЧНЫЙ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫЙ
ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

Этикетка

3872.8.262.066 ЭТ

№ п.п.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дуд.	Подпись и дата

2010

Зажим пупочный для новорожденных полимерный одноразовый стерильный (в дальнейшем – зажим), предназначенный для зажатия пуповины у новорожденных.

Область применения – перинатология.

Зажим предназначен для одноразового применения в родильных отделениях.

Вид климатического исполнения – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Зажим изготовлен из полистирола марки 825 ТУ 2214-126-05766801-2003.

Габаритные размеры – 49,0x56,0x5,5 мм.

Масса зажима – не более 3 г.

Зажим выпускается в стерильном виде в индивидуальной потребительской таре.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизация зажимов осуществляется газовым (оксидом этилена) способом.

ХРАНЕНИЕ

Зажимы в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в сухом отапливаемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре плюс 25 °С.

3872.8.262.066 ЭТ

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист	Листов
Разраб.	Аксенова	Акт	14.09.12		1	3
Пров.	Кириллова		14.09.12		2	
И. контр.	Винокурова		14.09.12		3	
зажим пупочный для новорожденных полимерный одноразовый СТЕРИЛЬНЫЙ					ООО «Полимерные изделия»	
Этикетка						

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Зажимы соответствуют техническим условиям
ТУ 9435-058-44942795-2010 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска _____ ОТК _____

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок годности зажима – 5 лет со дня проведения стерилизации.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляют предприятию-изготовителю по адресу: 420021, г. Казань, ул. Сайдашева, 12, ООО «Полимерные изделия».

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Зажимы не токсичны.

Утилизация должна проводиться по правилам и в порядке, установленном МЗ России.