

ОКП 93 9890

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ОАО "Казанский медико-

инструментальный завод"



Н. Х. Шакиров


ЗОНД ПОЛИМЕРНЫЙ ЖЕЛУДОЧНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ

Этикетка

3872.6.910.031 31

Директор ООО

"Полимерные изделия"

 М. М. Харчевников



2004

№ подл. Подпись и дата
№ подл. Подпись и дата
Взам. шиф. № инв. № дудл. Подпись и дата

Зонд полимерный желудочный одноразовый стерильный предназначен для исследования, промывания и гипотермии желудка.

Область применения – общая хирургия.

Зонд предназначен для одноразового применения в клинических условиях.

Вид климатического исполнения – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Зонд представляет собой эластичную одно-просветную трубку с закрытой заходной частью и двумя боковыми отверстиями.

Зонд изготовлен из пластика гранулированного медицинского рецептуры ПМ-1/42Э ТУ 2243-428-05761784-98.

Зонды изготавливают с наружными диаметрами трубки: 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 13,0 мм (№№15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 по шкале Шарьера).

Длина зонда - 1000 ± 15 мм.

Масса зондов: №15-17г; №18-24г; №21-28г; №24-35г;

№27-40г; №30-48 г; №33 –56г; №36-64г; №39-78г.

Зонды выпускаются стерильными в потребительской таре.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизация зондов обеспечивается радиационным способом.

Поглощенная доза облучения – от 15 до 20 кГр.

ХРАНЕНИЕ

Зонды в упаковке предприятия – изготовителя должны храниться в сухом отапливаемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре плюс 25°C.

3872.6.910.031 ЭТ

					3872.6.910.031 ЭТ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
Разраб.	Асенова	Иск	15.09.08		ЗОНД ПОЛИМЕРНЫЙ ЖЕЛУДОЧНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ Этикетка	Лит.	Лист	Листов
Пров.	Нигметзянов	Иск	15.09.08			Лит.	Лист	Листов
И. контр.	Винокурова	Иск	15.09.08			Лит.	Лист	Листов
					ОАО "КМБЗ"			

МРММ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Изм. Лист № докум. Подпись и дата

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Зонды соответствуют техническим условиям
ТУ 9398-164-05519988-2004 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска _____

ОТК _____

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения зондов – 3 года с момента проведения
стерилизации.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

Рекламации в установленном порядке предъявляют предприятию –
изготовителю по адресу: 420021, г. Казань, ул. Сайдашева, 12, ООО
«Полимерные изделия».

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Зонды не токсичны.

Утилизация должна проводиться по правилам и в порядке,
установленном МЗ России.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификат соответствия _____

Срок действия _____

Выдан _____



№ подл. Подпись и дата Взам. инв. № инв. № дубл. Подпись и дата