

ОКП 93 9890

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ОАО "Казанский медико-инструментальный завод"



И. Х. Шакиров


ЗОНД ПОЛИМЕРНЫЙ ДУОДЕНАЛЬНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ

Этикетка

3872.6.910.082 ЭТ

Директор ООО

"Полимерные изделия"

 М. М. Харчевников



2004



И. В. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Зонд полимерный дуоденальный одноразовый стерильный предназначен для исследования двенадцатиперстной кишки.

Область применения – общая хирургия.

Зонд предназначен для одноразового применения в клинических условиях.

Вид климатического исполнения – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Зонд представляет собой эластичную прозрачную одно-просветную трубку с металлической вставкой в заходной части и тремя боковыми отверстиями.

Трубка и заглушка зонда изготовлены из пластика гранулированного медицинского рецептуры ПМ-1/423 ТУ 2243-428-057611784-98, рентгеноконтрастная вставка – из латуни марки Л63 по ГОСТ 15527-70, или стали марки 12Х18Н9Т по ГОСТ 5632-72.

Зонды изготавливают с наружными диаметрами трубки: 1,0; 4,33; 4,66; 5,00 мм (№№12, 13, 14, 15 по шкале Шарьера).

Длина зонда - 1500 ± 20 мм.

Масса зондов: №12- 17 г; №13 – 19г; №14 – 21г; №15 – 23г.

Зонды выпускаются стерильными в потребительской таре.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизация зондов обеспечивается радиационным способом.

Поглощенная доза облучения – от 15 до 20 кГр.

ХРАНЕНИЕ

Зонды в упаковке предприятия – изготовителя должны храниться в сухом отапливаемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре плюс 25°С.

н.в. №подл. Подпись и дата
н.в. №инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата
н.в. №инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.	исекова	Ис.	15.09.03	
Проб.	Игметзянов	Игметзянов	16.09.03	
Н. контр.	Инокурова	Инокурова	16.09.03	

3872.6.910.002

ЗОНД ПОЛИМЕРНЫЙ
ДУОДЕНАЛЬНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ
ЭТИКЕТКА



СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Зонды соответствуют техническим условиям
ТУ 9398-164-05519988-2004 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска _____

ОТК _____

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения зондов – 3 года с момента проведения стерилизации.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

Рекламации в установленном порядке предъявляют предприятию – изготовителю по адресу: 420021, г. Казань, ул. Сайдашева, 12, ООО «Полимерные изделия».

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Зонды не токсичны.

Утилизация должна проводиться по правилам и в порядке, установленном МЗ России.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификат соответствия _____

Срок действия _____

Выдан _____



В. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № инв. № дубл. Подпись и дата