

**Фотографические изображения
медицинского изделия :**

**«Катетер безопасный внутривенный «Интрокан Сэйфти 3»
(Introcan Safety 3)»**

Содержание

1.	Индивидуальная упаковка медицинского изделия – блистерная упаковка (<i>лицевая сторона</i>)	2
2.	Индивидуальная упаковка медицинского изделия – блистерная упаковка (<i>оборотная сторона</i>)	3
3.	Общий вид медицинского изделия	4
4.	Вид медицинского изделия до извлечения иглы	5
5.	Вид медицинского изделия после извлечения иглы	6
6.	Групповая упаковка медицинского изделия – диспенсерная коробка	7
7.	Групповая упаковка медицинского изделия – диспенсерная коробка (<i>боковые стороны: вид А и вид Б</i>)	8

2016

1. Индивидуальная упаковка медицинского изделия – блистерная упаковка (лицевая сторона) (на примере медицинского изделия «Катетер безопасный внутривенный «Интрокан Сэйфти 3» (Introcan Safety 3)», размер 18G, арт. номер 4251132-01).




- 1- После завершения процесса регистрации медицинского изделия на индивидуальную упаковку дополнительно будет нанесено наименование медицинского изделия на русском языке:
«Катетер безопасный внутривенный «Интрокан Сэйфти 3» (Introcan Safety 3)».

2. Индивидуальная упаковка медицинского изделия – блистерная упаковка (*оборотная сторона*) (на примере медицинского изделия «Катетер безопасный внутривенный «Интрокан Сэйфти 3» (Introcan Safety 3)», размер 18G, арт. номер 4251132-01).




3. Общий вид медицинского изделия (на примере медицинского изделия «Катетер безопасный внутривенный «Интрокан Сэйфти 3» (Introcан Safety 3)», размер 18G, арт. номер 4251132-01).




- 1 – защитный колпачок,
2 – соединительная втулка с крылышками (павильон катетера),
3 – камера обратного тока крови,
4 – вентилируемая заглушка (кровоостанавливатель).

4. Вид медицинского изделия до извлечения иглы (на примере медицинского изделия «Катетер безопасный внутривенный «Интрокан Сэйфти 3» (Introcan Safety 3)», размер 18G, арт. номер 4251132-01).



- 1 – защитный колпачок,
- 2 – катетерная трубка,
- 3 – игла-проводник,
- 4 – соединительная втулка с крылышками (павильон катетера),
- 5 – камера обратного тока крови,
- 6 – вентилируемая заглушка (кровоостанавливатель).

5. Вид медицинского изделия после извлечения иглы (на примере медицинского изделия «Катетер безопасный внутривенный «Интрокан Сэйфти 3» (Introcan Safety 3)», размер 18G, арт. номер 4251132-01).



- 1 – защитный колпачок,
- 2 – соединительная втулка с крыльшками (павильон катетера),
- 3 – катетерная трубка,
- 4 – устройство защиты от укола иглой (клипса),
- 5 – игла-проводник,
- 6 – камера обратного тока крови,
- 7 – вентилируемая заглушка (кровоостанавливатель).

изделия»)




B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen
Germany
www.bbraun.com

B BRAUN B BRAUN B BRAUN B BRAUN B BRAUN B BRAUN B BRAUN B BRAUN B BRAUN



Introcan Safety® 3

- | | | | |
|-----------|--------------------------------------|-----------|------------------------------|
| GR | Closed IV Catheter | LT | Uždaras IV kateteris |
| DE | Geschlossener IV-Katheter | LV | Slēgts intravenozais katetrs |
| BG | Затворен интравенозен катетър | NL | Gesloten IV-katheter |
| CN | 闭合 IV 导管 | NO | Lukket IV-kateter |
| CZ | Uzavřený intravenózní katétr | PK | کھنڈا کی کھنڈا |
| DK | Lukket IV-kateter | PL | Zamknięty cewnik IV |
| EE | Suletud IV-kateeter | PT | Cateter Intravenoso Fechado |
| ES | Catéter intravenoso cerrado | RO | Cateter IV închis |
| FI | Suljettu IV-katetri | SE | Sluten IV-kateter |
| FR | Cathéter IV fermé | SI | Zaprta kateter IV |
| GR | ΕΦ κλειστήρας κλειστού τύπου | SK | Uzavretý katéter IV |
| HU | Zárt intravénás katéter | TH | สายสวนหลอดเลือดดำแบบปิด |
| IT | Catetere endovenoso a sistema chiuso | TR | Kapalı IV Kateter |
| KR | 폐쇄형 IV 카테터 | | |



B | BRAUN

7. Групповая упаковка медицинского изделия – диспенсерная коробка (*боковые стороны: вид А и вид Б*) (перевод текста см. в документе «Перевод маркировки упаковки медицинского изделия»)



Прошито и пронумеровано и скреплено
печатью 8 (восемь)
листа(ов).

Генеральный директор
Петухов М.М.

(подпись)

М.П.

«10» августа 2016 года

