

# ООО «Элепром»

144001, Московская область, г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35 «А», корп. 330.

## ПАМЯТКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

**Салфетки марлевые медицинские стерильные и нестерильные  
5х5; 7,5х7,5; 10х10 см., ТУ 9393 -002-75280493-2012**

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Салфетки широко применяются во всех лечебно-профилактических учреждениях для изготовления операционно-перевязочных средств

### 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Салфетки выпускаются в индивидуальной упаковке по 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 или 7 или 8 или 9 или 10 штук одного типоразмера 5х5; 7,5х7,5; 10х10 см., состоят из одного или двух или четырех или двенадцати слоев, выпускаются стерильными и нестерильными.

Изготовлены из медицинской отбеленной марли 100% хлопок.

### 3. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Салфетки хранятся в помещениях, оборудованных для хранения медицинских изделий, при нормальной температуре и влажности.

Не рекомендуется подвергать изделия длительному воздействию отрицательных температур, прямых солнечных лучей и чрезмерному физическому давлению.

Гарантийный срок годности стерильных салфеток - не менее 5-ти лет,

нестерильных- не менее 6 лет.

Генеральный директор



Волков М.Е.