

ООО «Элепром»

144001, Московская область, г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 35 «А», корп. 330.

ПАМЯТКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Бинты марлевые медицинские по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров:
стерильные 5м х 5см, 5м х 7см, 5м х 10см, 7м х 14см, 10м х 16см;
нестерильные: 5м х 5см, 5м х 7см, 5м х 10см, 7м х 14см, 10м х 16см;

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Применяются для перевязки ран, фиксации, закрепления повязок, обладают высокой впитывающей способностью. Для наложения повязок после хирургических вмешательств с целью осушения ран и защиты их от вторичной инфекции.

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказания отсутствуют.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Осмотреть упаковку бинта на целостность,
Убедитесь в действии срока годности стерильного бинта.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Вскрыть упаковку, разрезав по линии, или разорвите её,

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Бинты хранятся в помещениях, оборудованных для хранения медицинских изделий, при нормальной температуре и влажности. Не рекомендуется подвергать изделия длительному воздействию отрицательных температур, прямых солнечных лучей и чрезмерному физическому давлению.

Гарантийный срок хранения стерильных бинтов -5 лет с момента изготовления, нестерильных- не ограничен..

Генеральный директор



Волков М.Е.