

"УТВЕРЖДАЮ"

Руководитель группы по
локализации медицинского
оборудования Россия
ООО «ДжиИ Хэлскеа»



Н.С.Анхимова

сентябрь 2016г


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

**"Система для неинвазивной абляции тела фокусированным
ультразвуком ExAblate 2100, 2100V1 с принадлежностями"**

Система для неинвазивной абляции тела фокусированным ультразвуком ExAblate 2100, 2100V1 с принадлежностями











I. Система для неинвазивной абляции тела фокусированным ультразвуком ExAblate 2100, 2100V1 варианты исполнения ExAblate 2100, ExAblate 2100V1 (базовый состав):

1. Стол пациента



2. Рабочая станция




3. Шкаф с оборудованием



4. Система контроля температуры




5. Программное обеспечение с актуальной конфигурацией системы для лечения груди и для лечения брюшной полости, и/или программное обеспечение с актуальной конфигурацией системы для лечения тазовой полости, и/или программное обеспечение с актуальной конфигурацией системы для лечения костей, и/или программное обеспечение с актуальной конфигурацией для системы с мобильным ультразвуковым излучателем, и/или программное обеспечение с актуальной конфигурацией системы для лечения простаты.



I. Принадлежности:

. Лоток для стола для лечения груди, брюшной, тазовой полостей и костей






2. Лоток для стола с мобильным ультразвуковым излучателем




3. Лоток для стола для лечения простаты




4. Контейнер для хранения лотков малый




5. Контейнер для хранения лотков большой



6. Стол базовый





7. Дополнительные рабочие станции (не более 5 шт.)




8. Ультразвуковой излучатель для лечения груди, брюшной и тазовой полостей и костей.











10. Ультразвуковой излучатель для лечения простаты



11. Устройство для нагрева воды




12. Кабели для подключения стола (не более 20 шт.)



13. Матрасы для стола и для накрывания частей тела (не более 20 шт.)




14. Нижние катушки МРТ для получения изображения малого таза и брюшной полости (не более 10 шт.)




15. Верхние катушки МРТ для получения изображения малого таза и брюшной полости (не более 10 шт.)




16. Катушки МРТ для получения изображения молочной железы (не более 10 шт.)







18. Фантомы для калибровки (не более 10 шт.)



19. Держатели фантома для калибровки (не более 10 шт.)








20. Кабели для рабочей станции (не более 20 шт.)





22. Кабели питания (не более 50 шт.)





24. Наборы расходных материалов для проведения ФУЗ –процедуры (не более 10 шт.): - СД-диск; - ковровая салфетка с логотипом;
- гель ультразвуковой; - пленка для накрывания пациента; - пластинка для удаления пузырьков; - скотч хирургический;
- универсальные салфетки; - емкость с дегазированной водой



25. Наборы расходных материалов 1 для проведения ФУЗ –процедуры для лечения костей (не более 10 шт.); - емкосты с очищенной водой – не более 2 шт.; - CD-диск; - кожный маркер с линейкой; - мембрана для излучателя; - хлопчатобумажная салфетка; - очищающие полотенца – не более 3 шт.;- позиционирующие кольца – не более 3 шт.;- фиксирующее кольцо




26. Наборы расходных материалов 2 для проведения ФУЗ –процедуры для лечения костей (не более 10 шт.): - емкость с дегазированной водой; - емкость с ручкой для воды; - CD-диск; - кожный маркер с линейкой; - мембрана для излучателя; - хлопчатобумажная салфетка; - очищающие полотенца – не более 3 шт.; - позиционирующие кольца – не более 3 шт.; - фиксирующее кольцо



27. Наборы расходных материалов для проведения ФУЗ –процедуры для лечения простаты (не более 10 шт.): - емкости с очищенной водой – не более 2 шт.; - гель ультразвуковой; - пленка для накрывания пациента; - скотч хирургический; - очищающие полотенца – не более 3 шт.; - очищающие таблетки - не более 20 шт.; - баллон для ультразвукового излучателя для лечения простаты





29. Герметизирующий гель (не более 50 шт.)




30. Наборы водных прокладок (не более 10 шт.):

- емкости с дегазированной водой – не более 3 шт.; - формы для заполнения водой – не более 3 шт



31. Прокладки из плотного геля для фиксации зоны лечения (не более 150 шт.)




32. Прокладки для коррекции зоны шрамов (не более 100 шт.)



3. Дегазированная вода (не более 30 шт.)



34. Трубки для заполнения емкости водой (не более 50 шт.)




Держатели для пленки для накрывания пациента (не более 10 шт.)



36. Гель ультразвуковой (не более 100 шт.)



37. Чехлы для ультразвукового излучателя для лечения простаты (не более 10 шт.)



38. Баллоны ультразвукового излучателя для лечения простаты (не более 100 шт.)



39. Держатели баллона (не более 5 шт.)



40. Мембраны для ультразвукового излучателя для лечения костей (не более 100 шт.)



41. Охлаждающие кольца для молочной железы (не более 5 шт.)



Очищенная вода (не более 20 шт.)



ExAblate

**Система для неинвазивной абляции
тела фокусированным ультразвуком
ExAblate 2100, 2100V1**

INSIGHTEC

5 Nachum Heth St. PO Box 2069
Tirat Carmel 3912001 Israel

InSightec
Bringing therapy into focus

INSIGHTEC

System for non-invasive body ablation with focused ultrasound ExAblate 2100,
2100V1 with accessories

Extract from technical documentation

Configurations for the Russian Federation.

Manufacturer:

InSightec Ltd., 5 Nachum Heth St., PO Box 2059, Tirat Carmel 39120, Israel

«Approved»
InSightec Ltd. /

Ori Lybin, B.Sc. & PRO Manager /

INSIGHTEC

5 Nachum Heth St. PO Box 2059
Tirat Carmel 3912001 Israel

(Signature and seal
InSightec Ltd., Israel)



Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
61 листа (ов)