




RealBест ДНК
Enterococcus faecalis/Enterococcus faecium
(комплект 1)

СОСТАВ:
1. Готовая реакционная смесь для ПЦР
2. Положительный контрольный образец

Принадлежность:
Оптический планшет


ТУ 9398-604-23548172-2016
РУ



Набор реагентов
для дифференциального выявления
ДНК *Enterococcus faecalis*
и ДНК *Enterococcus faecium*
методом полимеразной
цепной реакции
в режиме реального времени

RealBест ДНК *Enterococcus faecalis* /
Enterococcus faecium (комплект 1)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



650059 «Новосибирская обл., Новосибирский р-н,
п. Колывань, ул. 121 ЗАО «Вектор-Бест»

RealBест ДНК *Enterococcus faecalis*/Enterococcus faecium (комплект 1)
Набор реагентов для дифференциального выявления ДНК *Enterococcus faecalis* и ДНК
Enterococcus faecium методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени

Паспорт № 1254-16

Номер серии 2

Дата изготовления 2016-06-09

Дата выдачи паспорта 2016-06-09

Срок годности набора до 2017-06-09

Хранить при температуре 2-8°C. Транспортировать при температуре 2-8°C. Допускается транспортирование при температуре до 25°C не более 10 суток.

Готовая реакционная смесь для ПЦР, серия 2	Характеристика и объем	Рез-ты контроля
Положительный контрольный образец, серия 2	Прозрачная бесцветная жидкость, 1,0 мл	Прозрачная бесцветная жидкость, 1,0 мл (соответствует)
Готовая реакционная смесь для ПЦР, серия 2	Аморфная масса белого цвета, 96 пробирок (12 стрипов по 8 пробирок)	Аморфная масса белого цвета, 96 пробирок (12 стрипов по 8 пробирок) (соответствует)
Принадлежность:	Оптический планшет	1,6 мл (соответствует)
Технические характеристики		
Чувствительность (выявление 100 копий ДНК <i>Enterococcus faecalis</i> в пяти стандартных образцах предприятия СОП 05-2-653, образец №1), %	100	100 (соответствует)
Чувствительность (выявление 100 копий ДНК <i>Enterococcus faecium</i> в пяти стандартных образцах предприятия СОП 05-2-653, образец №2), %	100	100 (соответствует)
Специфичность выявления ДНК <i>Enterococcus faecalis</i> (в пяти стандартных образцах предприятия СОП 05-2-653, образец №2, содержащих 100 копий ДНК <i>Enterococcus faecium</i>), %	100	100 (соответствует)
Специфичность выявления ДНК <i>Enterococcus faecium</i> (в пяти стандартных образцах предприятия СОП 05-2-653, образец №1, содержащих 100 копий ДНК <i>Enterococcus faecalis</i>), %	100	100 (соответствует)

В комплект поставки входит: набор реагентов, инструкция по применению, паспорт

Заключение: Показатели качества, комплектность, упаковка и маркировка соответствуют требованиям ТУ 9398-604-23548172-2016

Начальник ОБК

В.В. ШАПРОВ



сентябрь 2016 г.





Набор реагентов
для дифференциального выявления
ДНК *Enterococcus faecalis*
и ДНК *Enterococcus faecium*
методом полимеразной
цепной реакции
в режиме реального времени

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РеалБест ДНК *Enterococcus faecalis* /
Enterococcus faecium (комплект 2)

ЗАО «Вектор-Бест»
Реагент ДНК-Е. *Enterococcus faecalis*
PC реакционная смесь для ПЦР
№ 2
§ 2017-06 10 пробирок



набор реагентов для дифференциального выявления
ДНК *Enterococcus faecalis* и ДНК *Enterococcus faecium*
методом полимеразной цепной реакции
в режиме реального времени

РеалБест ДНК
Enterococcus faecalis/Enterococcus faecium
СССТАВ
(комплект 2)

1. Полимеразный контроль качества образцов
2. Реакционная смесь для ПЦР
3. Фактор для водной фазы

ТУ 3318-604-2016-07-2016

РеалБест ДНК *Enterococcus faecalis/Enterococcus faecium*
ПАКЕТ № 1285-16
Реакционная смесь для дифференциального выявления ДНК *Enterococcus faecalis* и ДНК *Enterococcus faecium*
методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени

ТУ 3318-604-2016-07-2016

В комплект поставки входят:		Параметры поставки, условия хранения, сроки годности	
1. Полимеразный контроль качества образцов	100	100	100 (год)
2. Реакционная смесь для ПЦР	100	100	100 (год)
3. Фактор для водной фазы	100	100	100 (год)

Параметры поставки, условия хранения, сроки годности	Параметры поставки, условия хранения, сроки годности
1. Полимеразный контроль качества образцов	100 (год)
2. Реакционная смесь для ПЦР	100 (год)
3. Фактор для водной фазы	100 (год)



Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью
4 листов

[Handwritten signature]