

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Гель предназначен для проведения любых ультразвуковых диагностик и лечений, где необходимо наличие проводника между датчиком и участком исследования. Используется для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, при холтеровском мониторингировании, велоэргометрии, а также для электромиографии и электромиостимуляции

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

С точки зрения акустики подходят для всех частот, растворим в воде, не вызывает аллергии, не содержит соль, не раздражает кожу, не содержит разъедающее вещество и опасных ингредиентов, не оказывает разрушающего воздействия на датчик. Гель упакован в бутылки, не стерилизованный, густой, голубого цвета, не огнеопасен. Класс потенциального риска – 1. Среда pH = 6.0 – 7.0

Упакован:

Бутылка-260 гр., в коробке 35 или 56 шт.

Бутылка- 1000 гр., в коробке 24 шт.

Бутылка- 5000 гр., в коробке 4 шт.



3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Отсутствуют.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Откройте бутылку с гелем. Выдавите некоторое количество геля. Необходимое количество геля зависит от площади исследуемого участка. Закройте бутылку.