

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»

А.Г. Плехов



2019 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

АСТ-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке и плазме крови унифицированным методом Райтмана-Френкеля.

Набор реагентов для определения активности
аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке и плазме крови
унифицированным методом Райтмана-Френкеля

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 1 x 100 мл

ТУ 9398-216-52145831-01

Реагент №2: 1 x 100 мл

ФСР 2011/10904 от 25.10.2016

Реагент №3: 1 x 100 мл

Калибратор: 1 x 5 мл



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+18-25°C



5010232954236

Только для in vitro диагностики



4 606453 849072



АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.01

100 мл

Субстратная смесь

LOT xxxx



+18-25°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.01

100 мл

Раствор 2,4-ДНФГ

LOT xxxx



+18-25°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.01

100 мл

Гидроокись натрия

LOT xxxx

 +18-25°C

годен до: гggг.мм



Только для in vitro диагностики

АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.01

REF В 02.11

5 мл

1,0 ммоль/л

LOT xxxx

 +18-25°C

годен до: гggг.мм



Только для in vitro диагностики

АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.11

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке и плазме крови унифицированным методом Райтмана-Френкеля

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 1 x 250 мл

ТУ 9398-216-52145831-01

Реагент №2: 1 x 250 мл

ФСР 2011/10904 от 25.10.2016

Реагент №3: 1 x 250 мл

Калибратор: 1 x 5 мл



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+18-25°C



5010232954236

Только для in vitro диагностики



4 606453 849072



АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.11

250 мл

Субстратная смесь

LOT xxxx



+18-25°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.11

250 мл

Раствор 2,4-ДНФГ

LOT xxxx



+18-25°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

РЕАГЕНТ 1

РЕАГЕНТ 2

РЕАГЕНТ 3

АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.11

250 мл

Гидроокись натрия

LOT xxxx +18-25°C

годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

КАЛИБРАТОР

АСТ-ВИТАЛ

REF В 02.01

REF В 02.11

5 мл

1,0 ммоль/л

LOT xxxx +18-25°C

годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

**Пронито, пронумеровано,
и скреплено печатью**

Всего _____ листа(ов)

Ген. директор _____ Ибрагимов А.Г.

