

Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»

МАКЕТ МАРКИРОВКИ ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке (плазме) крови колориметрическим методом без депротенинизации

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 1 x 48 мл

Реагент №2: 1 x 2,8 мл

Калибратор: 1 x 0,5 мл

ТУ 9398-014-52145831-2004

ФСР 2011/10913 от 24.10.2016



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,

194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+18-25°C



4 606453 849072



Только для in vitro диагностики



5010232954236



EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

EC

REP

РЕАГЕНТ 1

ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.01

48 мл



+18-25°C

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



РЕАГЕНТ 2

ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.01

2,8 мл



+18-25°C

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



КАЛИБРАТОР

ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.01

0,5 мл

30 мкмоль/л



+18-25°C

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики



Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке (плазме) крови колориметрическим методом без депротенинизации

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гтгг.мм



Годен до: гтгг.мм

Реагент №1: 1 x 96 мл

ТУ 9398-014-52145831-2004

Реагент №2: 1 x 5,6 мл

ФСР 2011/10913 от 24.10.2016

Калибратор: 1 x 1 мл



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,

194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+18-25°C



4 606453 849072



5010232954236



Только для in vitro диагностики

EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

EC

REP

ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF В 24.11

96 мл

РЕАГЕНТ 1



+18-25°C

LOT

xxxx



годен до: гтгг.мм



Только для in vitro диагностики



ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF В 24.11

5,6 мл

РЕАГЕНТ 2



+18-25°C

LOT

xxxx



годен до: гтгг.мм



Только для in vitro диагностики



ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF В 24.11

1 мл

30 мкмоль/л

КАЛИБРАТОР



+18-25°C

LOT

xxxx



годен до: гтгг.мм



Только для in vitro диагностики



**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**

Всего 3 листа(ов)

Ген. директор Плехов А.Г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ.**



ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.01

Набор реагентов для определения концентрации железа
в сыворотке (плазме) крови колориметрическим методом
без депротеинизации



Реагент №1 1 x 48 мл
Реагент №2 1 x 2,8 мл
Калибратор 1 x 0,5 мл

ТУ 9398-014-52145831-2004
ФСР 2011/10913 от 24.10.2016

LOT

Серия:
XXXX



Дата выпуска:
ГГГГ.ММ



Годен до:
ГГГГ.ММ

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194358, Санкт-Петербург, Дорожная Канонерка
дом 36, литера А

EC REP

EUROPEAN UNION
Notified Body No. 02 014 01
The Hague, The Netherlands



4 201 1194 10692




0401203985504031

ЖЕЛЕЗО-ВИТАЛ

REF B 24.11

Набор реагентов для определения концентрации железа
в сыворотке (плазме) крови колориметрическим методом
без депротеинизации



Реагент №1: 1 x 96 мл
Реагент №2: 1 x 5,6 мл
Калибратор: 1 x 1 мл

ТУ 9398-014-52145831-2004
ФСР 2011/10913 от 24.10.2016

LOT

Серия:
XXXX



Дата выпуска:
ГГГГ.ММ



Годен до:
ГГГГ.ММ


только для in vitro диагностики




АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку
дом 56, литера А

EC REP

Витал Девелопмент Корпорэйшн
Регистрационный № 20.2016-001
The Regent, The Laboratory





**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**



Всего

4 листа(ов)

Генеральный директор

Плехов А.Г.