

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ.**


КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН ДИРЕКТОР
А.Г. ПЛЕХОВ



ФОСФОР-ВИТАЛ

REF B 16.01

Набор реагентов для определения концентрации
неорганического фосфора в сыворотке крови
молибдатным методом



Реагент №1: 2 x 100 мл
Реагент №2: 1 x 5,0 мл
Калибратор: 1 x 1,5 мл

ТУ 9398-292-52145831-00
ФСР 2011/10901 от 24.10.2016

LOT

Серия:
xxxx



Дата выпуска:
гггг.мм



Годен до:
гггг.мм


только для in vitro диагностики




АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога к Каменку,
дом 56, литера А

EC REP

ВАЛЕНТИН Е. ЛОЖЕ
полномоченный на 20.10.14 г.
для подписи, для транспортировки





Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего

листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»



А.Г. Плехов

2019 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ ФОСФОР-ВИТАЛ

**Набор реагентов для определения концентрации неорганического фосфора в
сыворотке крови молибдатным методом.**

Набор реагентов для определения концентрации неорганического фосфора в сыворотке крови молибдатным методом

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 2 x 100 мл

ТУ 9398-243-52145831-02

Реагент №2: 1 x 5,0 мл

ФСР 2011/10595 от 01.11.2016

Калибратор: 1 x 1,5 мл



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+18-25°C



5010232954236



Только для in vitro диагностики



4 606453 849072



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

EC

REP

ФОСФОР-ВИТАЛ

REF В 16.01

молибденовый реагент

100 мл

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



+18-25°C



Только для in vitro диагностики



ФОСФОР-ВИТАЛ

REF В 16.01

молибденовый реагент

100 мл

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



+18-25°C



Только для in vitro диагностики



ФОСФОР-ВИТАЛ

REF В 16.01

детергент

5,0 мл

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



+18-25°C



Только для in vitro диагностики



ФОСФОР-ВИТАЛ

REF В 16.01

1,5 мл

1,615 ммоль/л

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



+18-25°C



**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**

Всего 2 листа(ов)

Ген. директор Плехов А.Г.

