

Фотографические изображения

«Проводник для ЧТКА Crosswire варианты исполнения»:

- 1) CW*NS1418SM, Crosswire для использования на коронарных сосудах с платиновой оплеткой, гибкость: STANDARD стандартный.
- 2) CW*NS1418H8M, Crosswire для использования на коронарных сосудах с платиновой оплеткой, упругость: HARD жесткий: 80г.
- 3) CW*NA1418SM, Crosswire NT, гибкость: STANDARD стандартный.

Terumo Corporation / «Терумо Корпорейшн», Япония

2016

Open here

TERUMO®

Crosswire™

For Coronary Use
with Platinum Coil



For Coronary Use with Platinum Coil
Pour Usage Coronarien avec Extrémité Spiralee en Platine
Für die Koronararterien mit Platinspirale
Para uso Coronario con Espiral de Platino
Para Uso Coronário com Bobina de Platina
Per Utilizzo Coronarico con Spirale in Platino
Voor Coronair Gebruik met Platinum Coil
För Användning i Kranskärlet med Platina Spiral
Til koronar brug med platinspole
For koronar bruk med platinaspole
Sepelvaltimokäyttöön platinakööllin kanssa
Για Στεφανιαία Χρήση με Περιέλιξη από Πλάτινα
Для использования на коронарных сосудах с платиновой оплеткой
Do stosowania w naczyniach wieńcowych, ze spiralą platynową
Koronáriákban való alkalmazásra, platina tekerccsel
K použití v koronárním řečišti s platínovou spirálou
Na použití v koronárných cievach s platínovou cievkou
Koroner Kullanim için Platin Sarmali
Koronaarseks kasutuseks platinaspiraaliga
Koronárai lietošanai ar platina spiráli
Vainikineä arterijoma, su platinos spirale
Za koronarno uporabo s platinsto spiralo
Za koronarnu upotrebu, sa spiralom od platine
Pentru utilizare la nivel coronarian cu spira de platina
Да се използва само коронарно със спирала от платина
Для використання в коронарних судинах, з платиновою спіраллю



CE 0086

Crosswire™

STRAIGHT TYPE 	CW*NS1418SM
	0.014" ± (0.36mm) ± (Max. 0.37mm)
	180cm L ← FLEX TIP: STANDARD
150428 2017-03	

1) CW*NS1418SM, Crosswire для использования на коронарных сосудах с платиновой оплеткой, твёрдость: STANDARD стандартный в отдельной коробке:

- 2) CW*NS1418SM, Crosswire для использования на коронарных сосудах с платиновой оплеткой, гибкость: STANDARD стандартный в индивидуальной упаковке:



Open here

TERUMO®



Crosswire™

For Coronary Use
with Platinum Coll

For Coronary Use with Platinum Coll
Pour Usage Coronarien avec Extrémité Spiralisée en Platine
Für die Koronararterien mit Platinspirale
Para uso Coronario con Espiral de Platino
Para Uso Coronário com Bobina de Platina
Per Utilizzo Coronarico con Spirale in Platino
Voor Coronair Gebruik met Platium Coll
För Användning i Kranskärlen med Platina Spiral
Til koronar brug med platinspole
For koronar bruk med platinspole
Sepelvaltimokäyttöön platinakollin kanssa
Για Στεφανίαλα Χρήση με Περιέλιξη από Πλάτινα
Для использования на коронарных сосудах с платиновой оплеткой
Do stosowania w naczyniach wieńcowych, ze spiralą platynową
Koronáriákban való alkalmazásra, platina tekerccsel
K použití v koronárním řečišti s platínovou spirálou
Na použitie v koronárnych cievach s platínovou cievkou
Koroner Kullanim için Platin Sarmali
Koronaarseks kasutuseks plaatinaspiraaliga
Koronaari lietošanai ar platina spirali
Vainikinéms arterijoms, su platinos spirale
Za koronarno uporabo s platinasto spiralo
Za koronarnu upotrebu, sa spiralom od platine
Pentru utilizare la nivel coronarian cu spira de platină
Да се използва само коронарно със спирала от платина
Для використання в коронарних судинах, з платиновою спіраллю



Distal Tip Stiffness

HARD: 80g

CE 0086

Crosswire™

CW*NS1418H8M

STRAIGHT TYPE

0.014" ±
(0.36mm) (Max. 0.37mm)

180cm FLEX TIP: HARD

Lot: 140901 2016-08



(01104987350705532; 17160600(10)140901

3) CW*NS1418H8M, Crosswire для использования на коронарных сосудах с платиновой оплеткой, упругость: HARD жесткий: 80г в отдельной коробке:

- 4) CW*NS1418H8M, Crosswire для использования на коронарных сосудах с платиновой оплеткой, упругость: HARD жесткий: 80г в индивидуальной упаковке:



PTCA Guide Wire
 Guide PTCA
 PTCA Führungsdraht
 Guia ACP
 Fio-guia para PTCA
 Guida per PTCA
 PTCA Voerdraad
 PTCA Guide Wire
 PCTA Guidewire
 PTCA guidewire
 PTCA-ohjainlanka
 Οδηγός Σურμα PTCA
 Проводник ЧТКА
 Prowadnik do PTCA
 PTCA vezetődrót
 Vodíci drát PTCA
 Vodiaci drôt pre PTCA
 PTCA Kılavuz Tel
 PTCA juhtetraat
 PTCA vaditajstiga
 PTCA kreipiamoji viela
 Vodilna žica PTCA
 PTCA žica vodič
 Ghid pentru PTCA
 Водач за ПТЦА
 Провідник для ЧТКА




5) CW*NA1418SM, Crosswire NT, гибкость: STANDARD стандартный в отдельной коробке:


- 6) CW*NA1418SM, Crosswire NT, гибкость: STANDARD стандартный в индивидуальной упаковке:




- 7) CW*NS1418H8M, Crosswire для использования на коронарных сосудах с платиновой оплеткой, упругость: HARD жесткий: 80г:




8) CW*NA1418SM, Crosswire NT, гибкость: STANDARD стандартный:



9) Устройство **для** введения проводника:



10) Зажим проводника:



11) Устройство для вращения:



ПРОШИТО И
ПРОНУМЕРОВАНО

