

ПОДТВЕРЖДАЮ

Директор зонального бизнес-подразделения
Лабораторная Диагностика
от имени «Сименс Хелскэа Диагностикс Инк.»
по Доверенности от 11.02.16
(действительна до 10.02.2018)




Д.В. Юсупов

2016 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Картридж измерительный для анализатора крови при критических состояниях Rapidpoint 500
(«Рapidпоинт 500») в вариантах исполнения, с принадлежностями



RAPIDPoint® 500

Measurement Cartridge

Cartucho de medida / Cassette / Cartuccia di misura / Cartucho de medida /
Cartucho de Medição / Kassette / Matkasetti / 測定カートリッジ

Parameters / Paramètres / Parameter / Parametri / Parámetros / Parâmetros /
Parametri / Paramètres / 測定項目:

pH, pCO₂, pO₂, Na⁺, Ca⁺⁺, Cl⁻,
K⁺, Glu, Lac, Hb, F02Hb,
FIB, FIBb, FIBc, FIBd, nBil

Install by / A installer avanti / Einsetzen bis / Installare entro / Instalar antes de /
Instalado por / Instalar en / inderv / Installera innan / 取付期限:

2016-04-17

Date installed / Date de l'installation / Installationsdatum / Data di installazione /
Fecha de instalación / Data da instalação / Installationsdato / Installationsdatum /
取付年月日:

SIEMENS



SN 2532704416

REF 10491449

For in vitro diagnostic use
with RAPIDPoint® 500 system
Contents: 75 mL LS Zero Cal, 230 mL 200 Cal,
60 mL Reagent C, with gases, salts, buffers,
surfactant, glucose, lactate, and
preservatives, 16 mL Reference solution
with KCl, AgCl and surfactant.
Consult instructions for use.

Pour utilisation diagnostique in vitro
avec les analyseurs RAPIDPoint 500
Zur in vitro Diagnostik mit dem
System RAPIDPoint 500

Per uso diagnostico in vitro con i
sistemi RAPIDPoint 500

Para uso diagnóstico in vitro con
los sistemas RAPIDPoint 500

Para uso diagnóstico in vitro com
os sistemas RAPIDPoint 500

Til in vitro-diagnostisk brug sammen
med RAPIDPoint 500 systemet.

För in vitro diagnostiskt bruk med
RAPIDPoint 500-systemet.

RAPIDPoint 500 システム。

内容: ガス、塩、緩衝液、
表面活性剤、グルコース、乳酸塩、
および保存剤を含む LS Zero Cal 75 mL,
200 Cal 230 mL, Reagent C 60 mL, KCl,
AgCl および表面活性剤を含む溶液
(Reference) 溶液 16 mL。貯法 2~8°C

2°C/8°C



Σ 750

テスト

M

12



RAPIDPoint 400/405/500

Wash/Waste Cartridge

Cartouche de lavage/poubelle, Wasch-/Abfall-Kassette, Cartuccia di lavaggio/scarico, Cartucho de lavado/desecho, Cartucho de Lavagem e Desecho, Vasko-lyföskaskasset, Tvömr/afalls-kassett, 98-1010000000000



CE



25°C



製造使用
Do not re-use

For in vitro diagnostic use
with RAPIDPoint 400/500 series
systems. Contents: 250 ml
Wash solution with salts,
surfactant, and preservative/
in distilled water. **Caution!**
Potential Biohazard

REF

08810051
(570170)

LOT

WW/0156

製造番号

Insert in 4. Installations/Insérer dans l'installation/Insertar en la instalación/Instalieren in die
Instalation per/installatione inser/installatione insertu. 98-1010000000000

2016-10-06

SN

Date installed/Date de l'installation/Instalationsdatum/Date of installation/
Fecha de instalación/Date de instalação/Do Instalationdata/Instalationsdatum/
日付

SIEMENS



Ф.И.О. и
Подпись
Заведующий

