

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ.**



МОЧЕВИНА-ВИТАЛ

REF В 08.01

Набор реагентов для определения концентрации мочевины
в сыворотке (плазме) крови и моче унифицированным методом с
диацетилмонооксимом.

Реагент №1: 1 x 100 мл

Реагент №2: 1 x 100 мл


Реагент №3: 1 x 25 мл

Реагент №4: 1 x 5 мл

Калибратор: 1 x 2 мл

TU 9398-265-52145831-2003

ФСР 2011/10593 от 31.10.2016



LOT

Серия:
XXXX



Дата выпуска:
ГГГГ.ММ





Годен до:
ГГГГ.ММ

только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку
дом 50, литера А





**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**

Всего 3 листа(ов)

Ген. директор Щехов А.Г.



УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»

А.Г. Плехов



МАКЕТ МАРКИРОВКИ МОЧЕВИНА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке (плазме) крови и моче унифицированным методом с диацетилмонооксидом.

Набор реагентов для определения концентрации мочевины
в сыворотке (плазме) крови и моче унифицированным методом с
диацетилмонооксимом.

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 1x100 мл

ТУ 9398-265-52145831-2003

Реагент №2: 1x100 мл

ФСР 2011/10593 от 31.10.2016

Реагент №3: 1x25 мл

Реагент №4: 1x5 мл

Калибратор: 1x2 мл



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+18-25°C



4 606453 849072



5010232954236



Только для in vitro диагностики

МОЧЕВИНА-ВИТАЛ

REF В 08.01

Диацетилмонооксим

100 мл

LOT xxxx



+18-25°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

МОЧЕВИНА-ВИТАЛ

REF В 08.01

Серная кислота

100 мл

LOT xxxx



+18-25°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

МОЧЕВИНА-ВИТАЛ

REF В 08.01

Тиосемикарбазида гидрохлорид

25 мл

LOT xxxx



+18-25°C



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

МОЧЕВИНА-ВИТАЛ

REF В 08.01

Хлорное железо

5 мл

LOT xxxx +18-25°C

годен до: гггг.мм

⚠ Только для in vitro диагностики



МОЧЕВИНА-ВИТАЛ

REF В 08.01

2 мл

8,33 ммоль/л

LOT xxxx +18-25°C

годен до: гггг.мм

Только для in vitro диагностики



**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**

Всего 3 листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.

