


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ.**



2



БИЛИРУБИН-ВИТАЛ

REF B 03.03

Набор реагентов для определения концентрации билирубина
в сыворотке крови колориметрическим диазотометодом

Реагент №1: 1 x 250 мл
Реагент №2: 1 x 250 мл
Реагент №3: 2 x 10 мл
Калибратор: 2 флакона

ТУ 9398-050-94568736-2016
РЭН 2016/4038 от 31.10.2016

LOT Серия:
xxxx



Дата выпуска:
гггг.мм



Годен до:
гггг.мм

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Кеменику
дом 55, литера А



0399200000000

Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего 3 листа(ов)

Ген. директор

Павлов А.Г.



**Дополнительная информация
по запросу «Уведомление о необходимости устранения
выявленных нарушений и (или) предоставления
отсутствующих документов»
№ 04-55240 от 22.09.2020 г.
по вх. досье № 68430 от 09.09.2020 г.**

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»

А.Г. Плехов

«24»

2020 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

БИЛИРУБИН-ВИТАЛ

**Набор реагентов для определения концентрации билирубина в сыворотке крови
колориметрическим диазометодом**

Набор реагентов для определения концентрации билирубина в сыворотке крови колориметрическим диазометодом

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 1 x 250 мл

Реагент №2: 1 x 250 мл

Реагент №3: 2 x 10 мл

Калибратор: 2 флакона

ТУ 9398-050-94568735-2015

РЗН 2016/4038 от 31.10.2016



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,

194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



4 606453 849072



5010232954236



Только для in vitro диагностики

БИЛИРУБИН-ВИТАЛ

REF В 03.03

Реагент на общий билирубин
250 мл

РЕАГЕНТ 1



+2-8°C

LOT xxxx



годен до: гггг.мм

⚠ Только для in vitro диагностики



БИЛИРУБИН-ВИТАЛ

REF В 03.03

Реагент на прямой билирубин
250 мл

РЕАГЕНТ 2



+2-8°C

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



⚠ Только для in vitro диагностики



БИЛИРУБИН-ВИТАЛ

REF В 03.03

Натрия нитрит
10 мл

РЕАГЕНТ 3



+2-8°C

LOT xxxx



годен до: гггг.мм

Только для in vitro диагностики



РЕАГЕНТ

БИЛИРУБИН-ВИТАЛ

REF В 03.03

Натрия нитрит

10 мл

+2-8°C

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

КАЛИБРАТОР

БИЛИРУБИН-ВИТАЛ

REF В 03.03

85,5 мкмоль/л

Лиофилизат

Растворить в 2,0 мл. дистиллированной воды

+2-8°C

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

КАЛИБРАТОР

БИЛИРУБИН-ВИТАЛ

REF В 03.03

85,5 мкмоль/л

Лиофилизат

Растворить в 2,0 мл. дистиллированной воды

+2-8°C

LOT xxxx




годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего 3 листа(ов)

Ген. директор  Плехов А.Г.

