


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ.**



КРЕАТИНИН-ВИТАЛ

REF B 04.08

Набор реагентов для определения концентрации креатинина
в сыворотке (плазме) крови и моче энзиматическим
кинетическим методом



Реагент №1: 1 x 50 мл
Реагент №2: 5 флаконов
Калибратор: 1 x 1 мл

ТУ 9398-048-94568735-2015
РЗН 2016/4033 от 31.10.2016

LOT

Серия:
xxxx



Дата выпуска:
гггг.мм



Годен до:
гггг.мм


только для in vitro диагностики



АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку
дом 56, литера А

EC REP


ВВЕДЕНО В ОБИГ
ВВЕДЕНО В ОБИГ
ТРЕХМЕС. ТРЕХМЕС.



4 607 112 610 41



0408201603601500



Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего 3 листа(ов)


Ген. директор Члехов А.Г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»



А.Г. Плехов

« 12 » 12 2019 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ КРЕАТИНИН-ВИТАЛ

**Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке
(плазме) крови и моче энзиматическим кинетическим методом.**

Набор реагентов для определения концентрации креатинина
в сыворотке (плазме) крови и моче энзиматическим
кинетическим методом.

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гтгг.мм



Годен до: гтгг.мм

Реагент №1: 1х50 мл

ТУ 9398-048-94568735-2015

Реагент №2: 5 флаконов

РЗН 2016/4033 от 31.10.2016

Калибратор: 1х1 мл



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



4 606453 849072



5010232954236



Только для in vitro диагностики

EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

EC

REP

КРЕАТИНИН-ВИТАЛ

REF B 04.08

буфер

50 мл



+2-8°C

LOT xxxx



годен до: гтгг.мм



Только для in vitro диагностики

КРЕАТИНИН-ВИТАЛ

REF B 04.08

Лиофилизат

растворить в 10мл.реагента №1



+2-8°C

LOT xxxx



годен до: гтгг.мм



Только для in vitro диагностики

КРЕАТИНИН-ВИТАЛ

REF B 04.08 REF B 04.09 REF B 04.19

1 мл

17,7 ммоль/л



+2-8°C

LOT xxxx



годен до: гтгг.мм



Только для in vitro диагностики

**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**

Всего

листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.

