

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»

А.Г. Плехов



2021 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-КАЛИБРАТОР-ВИТАЛ

Набор калибраторов для определения концентрации гликозилированного
гемоглобина в цельной крови
(4 уровня)

Набор калибраторов для определения концентрации гликозилированного гемоглобина в цельной крови (4 уровня)

LOT Серия: xxxx

Дата выпуска: гггг.мм

Годен до: гггг.мм

Калибратор уровень 1: 1x0,5 мл
Калибратор уровень 2: 1x0,5 мл
Калибратор уровень 3: 1x0,5 мл
Калибратор уровень 4: 1x0,5 мл

ТУ 9398-008-94568735-2010
ФСР 2011/10921 от 02.11.2016

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А

+2-8°C



Только для in vitro диагностики

Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

КАЛИБРАТОР

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-КАЛИБРАТОР-ВИТАЛ

REF В 15.41с

УРОВЕНЬ 1

Концентрация HbA1c: 4,1%-6,8%

Растворить в 0,5 мл деионизованной воды

+2-8°C

LOT xxxx

годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

КАЛИБРАТОР

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-КАЛИБРАТОР-ВИТАЛ

REF В 15.41с

УРОВЕНЬ 2

Концентрация HbA1c: 8,0%-10,8%

Растворить в 0,5 мл деионизованной воды

+2-8°C

LOT xxxx

годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

КАЛИБРАТОР

ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-КАЛИБРАТОР-ВИТАЛ

REF В 15.41с

УРОВЕНЬ 3

Концентрация HbA1c: 11,2%-14,2%

Растворить в 0,5 мл деионизованной воды

+2-8°C

LOT xxxx

годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

КАЛИБРАТОР

ФИКСИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-КАЛИБРАТОР-ВИТАЛ

В 15.41с

УРОВЕНЬ 4

Концентрация HbA1c: 15,2%-17,0%

Растворить в 0,5 мл деионизованной воды

 +2-8°C

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**



Всего

3

листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ.**

КСИИЛ ВЕРНА
ГЕН ДИРЕКТОР
А.Г. ПЛЕХОВ



ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН КАЛИБРАТОР-ВИТАЛ REF B 15.41c

Набор калибраторов для определения концентрации гликозилированного гемоглобина в цельной крови (4 уровня)

УРОВЕНЬ 1: 1 x 0,5 мл
УРОВЕНЬ 2: 1 x 0,5 мл
УРОВЕНЬ 3: 1 x 0,5 мл
УРОВЕНЬ 4: 1 x 0,5 мл

ТУ 9398-008-94568735-2010
ФСР 2011/10921 от 02.11.2010

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

LOT

Серия:
xxxx



Дата выпуска:
гггг.мм




Годен до:
гггг.мм

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорейшн", Россия
194355 Санкт-Петербург, Дворца в Кемпинг
80М 58, литер А



15413103021298



Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего 3 листа(ов)
Ген. директор Писхов А.Г.

