


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонёк»


Чугунов В.В.
«01» ноября 2010г.


М.п.

**ИНСТРУКЦИЯ
по применению**

Стельки ортопедические индивидуальные детские ОС-ИД (далее – стельки).

- 1. НАЗНАЧЕНИЕ:** Стельки обеспечивают правильную статическую установку стопы, компенсирование дефектов подошвенной поверхности стопы при профилактике и лечении плоскостопия (продольного, поперечного, комбинированного) и сопутствующих заболеваний.
- 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Стельки изготавливаются из пластины резино-тканевой «Трикор», каплена, клея резинового, пластика, пенополиэтилена.
- 3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Выраженные фиксированные деформации стопы, индивидуальная непереносимость.
- 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Стельки вкладывается в обувь, имеющую жесткий задник, закрытую носочную часть. Стельки предназначены для повседневного использования.
- 5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Обеспечивается правильная установка стопы и поддержка сводов стопы.
- 6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Стельки должны храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 15 до 25°C и относительной влажности воздуха 50-80%. Потребитель должен строго соблюдать указания и требования, изложенные в инструкции по применению. Мыть стельки следует раствором детского мыла.

Главный инженер


Чулкова М.М.