

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НИЦ «Огонек»



Чугунов В.В.

2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению

Бандаж ортопедический на бедро БН6-09 (далее – бандаж).

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Бандаж предназначен для фиксации и удержания мягких тканей бедра, для профилактики их повреждений (мышечные грыжи, гематомы, растяжения).
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Бандаж изготовлен из ткани "Трикор".
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Локальные дерматиты, гнойничковая инфекция.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Бандаж надевается непосредственно на тело.
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Осуществляется наружная фиксация мышц с дозированной компрессией, тепловое и микромассажное действие на подлежащие ткани.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Бандаж должен храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50-70%. Потребитель должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению бандажом. Бандаж не должен подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Бандаж следует надевать на хлопчатобумажное белье. Стирать Бандаж следует в ручном режиме с применением мягких моющих средств.

Главный инженер

A handwritten signature in black ink, appearing to be "М.М. Чулкова", written over a horizontal line.

Чулкова М.М.