


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонек»


Чугунов В.В.
«01» ~~ноября~~ 2010 г.
М.п. 

ИНСТРУКЦИЯ
по применению
Стельки ортопедические при плоско-вальгусной стопе детские
ОС-ПВД (далее – стельки).

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Стельки обеспечивают правильную статическую установку стопы, компенсирование дефектов подошвенной поверхности стопы при плосковальгусной деформации стопы.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Стельки изготавливаются из полипропилена и пенополиэтилена.
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Фиксированная деформация голеностопного сустава.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Стельки вкладывается в обувь, имеющую жесткий задник и закрытую носочную часть.
1. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Обеспечивается правильная установка стопы, поддержка продольных и поперечного сводов стопы, пяточной кости и предплюсны.
2. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Стельки должны храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 15 до 25°C и относительной влажности воздуха 50-80%. Потребитель должен строго соблюдать указания и требования, изложенные в инструкции по применению. Мыть стельки следует раствором детского мыла.

Главный инженер

 Чулкова М.М.