


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонек»


Чугунов В.В.
«01» ~~ноября~~ 2010 г.
М.п.

**ИНСТРУКЦИЯ
по применению**

Стельки ортопедические универсальные женские ОС-УЖ (далее – стельки).

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Стельки показаны при болезненных натоптышах, болевых ощущениях в коже подошвенной поверхности под нагрузкой.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Стельки изготовлены из пластины резино-тканевой «Трикор».
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Индивидуальная непереносимость.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Стельки вкладываются в обувь.
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Стельки обеспечивают компенсирование дефектов подошвенной поверхности стопы.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Стельки должны храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 15 до 25°C и относительной влажности воздуха 50-80%. Потребитель должен строго соблюдать указания и требования, изложенные в памятке по пользованию. Мыть изделие следует раствором детского мыла.

Главный инженер


Чулкова М.М.