

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Ортодокс»

Чугунов В.В.
« » 2010 г.



ИНСТРУКЦИЯ по применению

Бандаж ортопедический на лучезапястный сустав БН6-02 (далее – бандаж).

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Бандаж предназначен для удержания лучезапястного сустава в заданном положении.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Бандаж изготовлен из ткани "Трикотаж". Фиксация бандажа осуществляется с помощью застежки текстильной ворсовой типа "Контакт" и шлевки из полиамида.
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Локальные дерматиты, гнойничковая инфекция.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Бандаж надевается непосредственно на тело и фиксируется на запястье.
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Осуществляется наружная фиксация лучезапястного сустава с дозированной компрессией.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Бандаж должен храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50-70%. Потребитель должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению бандажом. Бандаж не должен подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Бандаж следует надевать на хлопчатобумажное белье. Стирать бандаж следует в ручном режиме с применением мягких моющих средств.

Главный инженер


Чулкова М.М.