

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонек»

Чугунов В.В.
«11» Января 2010г.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению

Тутор на голеностопный сустав безнагрузочный с деротационным фиксатором
(правый, левый) ТН0-23 (далее – тутор).

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Применяется при переломе шейки бедра, параличах и парезах нижних конечностей различной этиологии.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Тутор изготовлен из ламинированного полиэтилена, шлевки - из полиамида, застежки - текстильные ворсовые типа “Контакт”.
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Пролежни и некрозы кожи в области применения тутора.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Тутор надевается непосредственно на ногу или хлопчатобумажный носок.
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Осуществляется удержание стопы в заданном положении.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Туторы должны храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50...70%. Пациент должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению тутором. Тутор не должен подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Мыть тутор следует в ручном режиме с применением детского мыла.

Главный инженер

 Чулкова М.М.